
SEKUSEPT AKTIV / SEKUSEPT ACTIV dezinfectant concentrat instrumentar galetusa 1,5 kg ECOLAB STOC

I.D.: 94673931

Data publicarii	11.03.24	Coduri CPV	33631600-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.420,00 RON - 2.420,00 RON

Descriere: Indicat pentru curatarea si dezinfectia instrumentelor si dispozitivelor medicale termosensibile si termolabile (instrumentar medical din metal, plastic, cauciuc, sticla, echipamente medicale, accesorii de anestezie, incu batoare nou-nas cu ti), inclusiv a endoscoapelor flexibile, in sectorul medical (spitale, cabinete medicale, policlinici, laboratoare, sectii de ATI, sectii de neonatologie etc.), centre cosmetice, coafor, saloane masaj si SPA. Produsul nu se utilizeaza pentru dezinfectia instrumentarului nichelat sau din aluminiu. Pentru dezinfectia instrumentarului se poate utiliza atat prin imersie cat si in bai cu ultrasunete. Tipul preparatului: Pulbere alba, miros slab. Indicatii de folosire si dozaj: Sekusept Aktiv se foloseste sub forma de solutie de lucru. Solutia de lucru se prepara cu apa rece de la robinet. Se adauga cantitatea necesara de produs pulbere in apa si se amesteca de cateva ori intr-un interval de 15 min., pana la dizolvarea completa. Solutia este acum gata de a fi utilizata. Produsul se poate utiliza la toate gradele de duritate a apei. Dezinfectia instrumentarului medical, aparatelor de anestezie, protezelor dentare: Imediat dupa utilizare, se introduc instrumentele medicale si garniturile de anestezie in solutia de lucru de concentratie recomandata. Instrumentele sau aparatele care se pot dezambla se desfac in elementele componente. Aveti grija ca instrumentele sa fie scufundate complet in solutia de lucru, evitand formarea de bule de aer. D
