

## Dezinfectant dispozitive medicale ANIOSYME DD1 (1 Litru)

I.D.: 42827846

---

Data publicarii	03.07.19	Coduri CPV	33631600-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 144,00 RON - 144,00 RON

---

Descriere: Dezinfectant tri-enzimazic liquid Dezinfectia si curatarea instrumentelor medicale si endoscoapelor. 1.Dezinfectia unei game largi de produse. 2.Spalare poli enzimatica de înalta performanta 3.Controlarea coroziunii 4.Respect pentru mediul înconjurator 5.Siguranta si usurinta în utilizare INDICATII Putere mare de dezinfectie si curatare a instrumentelor medico-chirurgicale, a dispozitivelor medicale si a materialului endoscopic. Spalare în bacuri cu ultrasunete. Curatarea instrumentelor murdare. MOD DE UTILIZARE: •ANIOSYME DD1 se utilizeaza diluat la 0,5%,(adica 25 ml la 5 litri de apa calda sau rece). •Timp de contact 15 minute. •Se perie daca este necesar. •Se clateste foarte bine. COMPOZITIE CALITATIVA: •Propionat de decilmetilamoniu •Polihexanida •Surfactanti sinergizanti conform gradului H.L.B. •Un complex de enzime (proteaze, lipaze, amilaze) •Agenti stabilizatori. •Parfum, colorant. PROPRIETATI MICROBIOLOGICE: •EN 1040: Bactericid faza 1; •NF EN 13727 : bactericid (conditii de murdarie: albumina si eteroclitii) - MRSA •NF T 72-170:Bactericid în prezenta substantelor interferente (conditii de murdarie) •EN 1275 : Fungicid •Tuberculocid : micobacterium tuberculosis (B.K.) - metoda BACTEC; •Virucid: HIV-1, PRV (virus model HBV), BVDV (virus model HCV). •Virusul herpes tip I PRECAUTII LA UTILIZARE: Produs de uz extern. A nu se înghiti. Iritant pentru ochi si piele. A nu se lasa la îndemâna copiilor. Evitati contactul cu pielea si ochii. În caz de contact cu ochii spalati im

---