

## **Dezinfectant de nivel inalt pt. instrumentar si endoscoape SEKUSEPT AKTIV - galetusa 1,5 kg**

I.D.: 89185053

---

Data publicarii	08.11.23	Coduri CPV	24455000-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 550,00 RON - 550,00 RON

---

Descriere: SEKUSEPT AKTIV - Produs pulbere concentrat DE NIVEL ÎNALT pentru instrumentar medical de orice tip, inclusiv endoscoape flexibile Conține: percarbonat de Na și Tetraacetiletildiamină Principiul activ: moleculele de ACID PERACETIC, rezultate din interacțiunea Percarbonat - TAED Activ pe tot spectrul microbial: bacterii, levuri, fungi, virusuri (inclusiv HBV, HCV, HIV), micobacterii, spori. Domenii de utilizare: o curățarea și dezinfectarea instrumentelor medicale de orice tip din metal, sticlă, plastic, cauciuc etc. înainte de sterilizarea la cald o curățarea și dezinfectarea de nivel înalt (sterilizarea chimică) a obiectelor sensibile la temperatură care se pot dezinfecta/steriliza chimic dar nu se pot steriliza la cald: endoscoape, fibroscoape, aparate de anestezie, tuburi de dren, catetere etc. SEKUSEPT AKTIV: - dizolvă puroi, sânge, albumina, sputa, secreții - NU este necesară o curățare manuală prealabilă a instrumentelor medicale! - timp de acțiune redus (15-30 minute) - are toleranță perfectă față de toate materialele din care sunt fabricate instrumentele medicale - conține inhibitori de coroziune (nu atacă materialele din care sunt realizate instrumentele) - se poate folosi și în instalații de curățire prin ultrasonare (băi de ultrasunete) Mod de folosire: 1. Sekusept Aktiv pulbere se dizolvă în diluția recomandată, utilizând apă rece de la robinet (aproximativ 20oC). 2. Imediat după utilizare obiectele se scufundă în diluția corespunzătoare

---