

Kit test rapid nazal teste rapide nazale antigen COVID 19 Lepu Medical inclusiv tulpi DELTA aviz DSP

I.D.: 63407086

Data publicarii	22.11.21	Coduri CPV	33141625-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.485,00 RON - 4.485,00 RON

Descriere: Prezentare: rezultat recunoscut de DSP Set de testare rapida Antigen SARS-CoV-2 inclusiv tulpina Delta (imunocromatografie coloidala). Produsul este destinat detectarii calitative a antigenului impotriva SARS-CoV-2 in probe clinice: tampon nazal. Test destinat uzului profesional (cadre medicale) Produs recunoscut de Comisia Europeana (vezi detaliile suplimentare de mai jos). Continut: card de testare solutie tampon de extractie manual de utilizare Avantaje: Sensibilitate: 92% Specificitate: 99,26% Acuratete: 96.7% Tip de testare: nazal Testul este rapid Rezultatul testului este recunoscut de DSP Masuri de precautie: Testul este destinat doar pentru uz profesional Nu utilizati dispozitivul de testare dupa data expirarii Nu pastrati produsul la temperaturi ridicate si umiditate excesiva Temperatura ar trebui sa fie intre 15-30 °C, iar umiditatea ar trebui sa fie sub 70% Metoda de testare: Desigilati amabalajul si scoateti cardul de testare Puneti cardul de testare intins si desfacut, pe o suprafata plana In timpul prelevarii, introduceti tamponul de extractie in ambele cavitati nazale si rotiti usor de 5 ori Indepartati protectia dublu-adeziva de pe cardul de testare Introduceti tamponul de proba prin partea de jos a orificiului A spre orificiul B Adaugati 6 picaturi de solutie in orificiul A. Rotiti coada tamponului, de 2 ori in fiecare directie Pliati partea stanga peste cea dreapta si apasati usor pe partea cu dublu-adeziv pentru a uni cele 2 parti si sa se potriv
