
PLASTURE- BIOSAFE, SERINGA 3 ML CU AC DE UNICA FOLOSINT

I.D.: 62428938

Data publicarii	25.10.21	Coduri CPV	33140000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 167,00 RON - 167,00 RON

Descriere: Plasture post-injectie Hipoalergenic. Permite pielii si ranii sa respire..Nu irita pielea. Instructiuni de utilizare: Curatati,dezinfectati si uscati bine rana,apoi aplicati plasturele.Schimbati plasturele de cel putin 2 ori pe zi. Seringa 3 ml Luer-Lock cu piston de cauciuc SERINGA 3 ML LUER-LOCK CU PISTON DE CAUCIUC Seringa hipodermica din 3 parti Luer-lock centric. Seringile Luer-Lock cu piston de cauciuc se folosesc pentru introducerea unui lichid in organism dar si pentru recoltarea unor probe de sange. Caracteristici: Seringi de unica folosinta cu corp transparent si gradatie clara. Format din piston cauciuc, corp, garnitura. Sistem Luer-Lock. Reduc riscul de contaminare incrucisata. Ambalate individual. Sterilitatea este garantata pentru ambalajul intact. Non-toxic, fara pirogen. Instructiuni de folosire: Spalati-va bine pe maini cu apa si sapun. Curatati locul de injectare cu un tampon dezinfectant. Desfaceti blisterul. Indepartati capacul acului. Atasati acul la seringa. Umpleti seringa cu medicament. Introduceti acul si injectati continutul prin apasarea pistonului pana jos. Scoateti seringa, puneti acul in ambalajul initial si aruncati-l in containerul pentru deseuri intepatoare-taietoare periculoase. *acul nu este inclus Instructiuni de securitate: A nu se lasa la indemana copiilor Perioada valabilitate: 5 ani Depozitare: in locuri uscate si racoroase, departe de umezeala si razele solare. Temperatura (min-max): 5-40°C Umiditate max: 70%
