

Test Rapid Antigen COVID-19 Saliva Triplex

I.D.: 62173477

Data publicarii	19.10.21	Coduri CPV	33696500-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 375,00 RON - 375,00 RON

Descriere: Test Rapid Antigen COVID-19 Saliva Triplex 25 Buc
Descriere: - Dispozitiv de testare utilizat pentru detectarea calitativa rapida in vitro a proteinei nucleocapside (proteina N) din antigenul SARS-CoV-2 - Testul este destinat exclusiv laboratoarelor clinice, institutiilor medicale sau personal medical - Metoda de prelevare: saliva Continut: - 25x card de testare - 25x solutie de extractie - 25x tub de extractie (cu picurator) - 25x colector de saliva - 25x manual de utilizare Caracteristici de performanta: - Sensibilitate: 99,04% - Specificitate: 99,53% - Acuratetea: 99,37% Atentionari: - Nu mancati, beti sau fumati cu 30 de minute inainte de colectarea probei de saliva - Lasati kitul sa ajunga la temperatura camerei intre 15°C~30°C inainte de testare Instructiuni de prelevare a probei: Instalati colectorul de saliva in tubul de extractie Asezati limba pe maxilarul superior, aplecati capul si asezati buzele aproape de colectorul de saliva si adaugati saliva in tubul de colectare Volumul de saliva trebuie sa fie in linia de scala (~500 µL) Metoda de testare a probei: - Deschideti capacul solutiei de extractie, scoateti colectorul de saliva din tubul de extractie si adaugati toata solutia in tubul de extractie - Puneti capacul cu picurare al tubului de extractie si amestecati lichidul de cel putin 10 ori - Scoateti cardul de testare din folie si asezati-o pe o suprafata curata si uscata - Adaugati 80 µl (3 ~ 4 picaturi) de proba in orificiul de proba al cardului de testare - Citi
