

## **Sekusept Activ - Dezinfectant instrumentar concentrat pulbere - 1,5 Kg**

I.D.: 86983534

---

Data publicarii	12.09.23	Coduri CPV	33631600-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 550,00 RON - 550,00 RON

---

Descriere: Indicatiile de folosire si dozaj: Solutia de lucru se prepara cu apa rece de la robinet. Se adauga cantitatea necesara de produs pulbere in apa si se amesteca de citeva ori intr-un interval de 15 min., pana la dizolvarea completa. Solutia este acum gata de a fi utilizata. Produsul se poate utiliza la toate gradele de duritate a apei. Dezinfectia instrumentarului medical, aparatelor de anestezie, protezelor dentare: Imediat dupa utilizare , se introduc instrumentele medicale si garniturile de anestezie in solutia de lucru de concentratie recomandata. Instrumentele sau aparatele care se pot dezasaambla se desfac in elementele componente. Aveti grija ca instrumentele sa fie scufundate complet in solutia de lucru, evitind formarea de bule de aer. Dupa timpul de actiune recomandat, instrumentele se scot si se clatesc cu apa sterila (in cazul dezinfectiei de nivel inalt) sau cu apa distilata (in cazul dezinfectiei de nivel scazut). Dozaj Solutie de concentratie 0,5%: La 4 litri apa rece de la robinet se adauga o lingura 20 gr. pulbere Sekusept Aktiv Solutie de concentratie 1%: La 2 litri apa rece de la robinet se adauga o lingura 20 gr. pulbere Sekusept Aktiv. Solutie de concentratie 1,5%: La 4 litri apa rece de la robinet se adauga 3 linguri 20 gr. pulbere Sekusept Aktiv Solutie de concentratie 2%: La 1 litru apa rece de la robinet se adauga o lingura 20 gr. pulbere Sekusept Aktiv

---