

FD 300 Dezinfectant concentrat de suprafete fara alcool Durr Dental 2,5L

I.D.: 99791932

Data publicarii	11.07.24	Coduri CPV	24455000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 262,15 RON - 262,15 RON

Descriere: Conditii refuzate: Caracteristici FD 300 dezinfectant concentrat pentru suprafete fara alcool Solutie pentru dezinfectarea suprafetelor si a obiectelor. - Timp de reactie deosebit de rapid - Foarte eficient: pana la 500 l de solutie utilizabila la concentratie de 0,5% - Efect de lunga durata pentru protectia permanenta impotriva infectiilor - Substante active: alchilamine, QAV; - Fara aldehide, doar substante active alchilamine si cationi de amoniu cuaternar. FD 300 este un dezinfectant de suprafete extrem de eficient, fara aldehide, pentru curatarea si dezinfectarea suprafetelor pe dispozitivele medicale si alte suprafete din spitale, cabinete si laboratoare. FD 300 asigura siguranta si protectie sporita atunci cand este utilizat in mod regulat. Spectru de utilizare FD 300 dezinfectant suprafete bactericid tuberculocid fungicid virucid HBV, HCV si HIV adenovirus SV40 polyomavirus norovirus poliovirus lista VAH Testat in conformitate cu EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14563, EN 16615, EN 13697, EN 14476. Indicatii de utilizare FD 300 dezinfectant suprafete Concentratia de aplicare in conformitate cu VAH este de 1% sau 2% cu un timp de expunere de 15 minute respectiv 5 minute. Concentratia pentru aplicare rapida este de 3% cu un timp de expunere de 2 minute. Stergeti suprafetele cu o carpa umeda. Urmati specificatiile producatorului, dupa caz. FD 300 nu este recomandat pentru suprafetele din aluminiu. Aplicare Concentratie Durata Dezinfectare suprafete (lista VAH) 1% 15 min 2% 5 m
