

Indicator biologic/Indicatori biologici rapid plasma FIOLA B Stearothermophilus

I.D.: 69789691

Data publicarii	30.05.22	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.000,00 RON - 1.000,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: INDICATOR BIOLOGIC PLASMA SUPER RAPID BIONOVA BT96 Ambalare: 50 fiole/cutie Pentru monitorizarea optima a sterilizarii, se recomanda ca indicatorii biologici sa fie folositi la fiecare sterilizare a dispozitivelor implantabile si pentru fiecare sarja in statiile centrale de sterilizare INSTRUCTIUNI: 1. Plasati indicatorul intr-un pachet test reprezentativ pentru incarcatura. 2. Plasati pachetul in cea mai greu accesibila zona din sterilizator, in general in partea inferioara a sterilizatorului, langa usa. 3. Procesati incarcatura normal. 4. Scoateti pachetul test din sterilizator si lasati-l sa se raceasca timp de 10 minute. 5. Extrageți indicatorul biologic din pachetul test. 6. Indicatorul exterior de proces de pe eticheta isi va schimba culoarea din mov in verde ca urmare a expunerii la abur. 7. Presati fiola de plastic pentru a sparge capsula de sticla din interior ce contine mediul de cultura, pentru activarea acestuia. IMPORTANT: Pentru control plasati un indicator cu mediul de cultura activat dar neprocesat zilnic in fiecare incubator pentru a testa functionalitatea aparatului si integritatea sporilor. 8. Incubati indicatorul biologic procesat si cel de control la 60 ± 20 C timp de 30 minute in cititorul Bionova MiniBio. Detectarea fluorescentei indica crestere microbiana. Daca dupa 30 minute de incubare nu se detecteaza fluorescenta, atunci procesul de sterilizare se considera a fi unul reusit. Pentru validarea rezultatului, indicatorul de control trebuie
