

Test rapid antigen BIOCREDIT COVID-19

I.D.: 53811599

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 28.01.21 | Coduri CPV | 33696500-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Pretul estimativ: | 5.500,00 RON - 5.500,00 RON |
|-------------------|-----------------------------|

Descriere: BIOCREDIT COVID-19 Ag este un test rapid imunocromatografic cu flux lateral care adoptă sistemul cu două culori. Testul conține un suport conjugat de aur coloidal și o bandă de membrană pre-acoperită cu anticorpi specifici pentru antigenul SARS-CoV-2 pe liniile de testare (T). Dacă antigenul SARS-CoV-2 este prezent în probă, o linie neagră vizibilă va apărea pe liniile de testare (T) ca urmare a unui complex conjugat anticorp-anticorp-antigen-particulă de aur. Linia de control (C) este folosită pentru controlul procedurii și trebuie să apară întotdeauna dacă testul este efectuat în mod corect Componentele kitului - Casetă de testare sigilată în mod individual în folie protectoare cu sicativ - Recipient cu solvent pentru probă - Capac filtru - Tampon sterilizat pentru colectarea probei din nazofaringe - Instrucțiuni de utilizare Prelevarea și depozitarea probei 1. Proba va fi manipulată cu grijă ca și cum ați manipula un agent infecțios și va fi prelevată de către personal instruit 2. Deoarece o prelevare necorespunzătoare a probei afectează semnificativ rezultatele de testare, manipulați proba cu grijă 3. Se pot obține rezultate mai precise dacă probele sunt colectate din mai multe părți 4. Proba va fi testată cât mai curând posibil după prelevare. Dacă proba trebuie depozitată, depozitați proba cu tampon la 2-8°C timp de maxim 4 ore înainte de testare. (Proba cu tampon nazofaringeal) Pentru a preleva proba cu tampon nazofaringeal, înclinați ușor capul pacientului în spate. I
