

## TESTE DE SARCINA, STRIP

I.D.: 102299849

---

Data publicarii	04.09.24	Coduri CPV	33696500-0 33124131-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 19,00 RON - 19,00 RON

---

Descriere: Conditii refuzate: Test Rapid de Sarcina (hCG), Strip, 10 buc, Realy Tech - Testul rapid hCG Strip (Urină) este un test de diagnostic in vitro, pentru evaluarea calitativă a gonadotropinei corionice umane din urina umană. Doar pentru uz profesional de diagnosticare in vitro. Materiale Incluse in Kit: - Banda de Testare (Strip) - 10 buc. - Instructiuni de Utilizare (Prospect) Sumar Instructiuni (înainte de utilizare citiți instrucțiunile complete aflate în interiorul cutiei): - Lăsați dispozitivul de testare, proba de urină și/sau controalele să se echilibreze la temperatura camerei (15-30°C) înainte de testare. - Scoateți Banda de testare din punga sigilată și utilizați-o cât mai curând posibil. - Înmuiați capătul benzii în probă timp de cel puțin 15 până la 20 de secunde sau până când are loc migrarea. Scufundați banda chiar sub linia superioară a liniei ondulate pe benzile de testare. - Așezați banda de testare pe o suprafață plană și uscată. INTERPRETARE REZULTAT - Așteptați să apară linia(le) roșie(i). Citiți rezultatul la 5 minute după ce testați probă de urină. Nu irezultatele după trecerea timpului de citire corespunzător. Este important ca fundalul să fie clar înainte de citirea rezultatului. - Pozitiv: Apar două linii roșii distincte. O linie trebuie să fie în regiunea de control (C) și o altă linie, în regiunea de testare (T). - Negativ: O linie roșie apare în regiunea de control (C). Nu apare nicio linie roșie sau roz aparentă în regiunea de testare (T). - Invalid: Linia de control n

---