

Termometru Digital cu Infrarosu, pentru masurarea temperaturii la nivelul canalului auditiv (ureche)

I.D.: 44292407

Data publicarii	18.03.20	Coduri CPV	38412000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 649,60 RON - 649,60 RON

Descriere: Oferta refuzata: Caracteristici: Masurare rapida: 2 secunde Interval masurare: 32.0°C ~43.0 °C (89.6~109.4°F) Temperatura a doua timpane poate sa difere usor. De aceea, testati aceeasi ureche pentru a compara rezultatele. Factorii externi pot influenta temperatura: - statul pe o ureche sau alta -expunerea la temperaturi foarte reci sau foarte calde. -inotul sau baile recente In aceste conditii, ramaneti in mediul de testare pentru aproximativ 20 minute sau mai multe inainte de a efectua testarea. Urechea trebuie sa fie curata, fara ceara Nu atingeti capul de masurare. Un tampon de bumbac impregnat cu alcool pot fi folosite pentru a curata varful senzorului. Daca termometrul este depozitat in alt loc, semnificativ diferit fata de mediul de testare, aduceti-l in locul in care se face testarea cu aproximativ 30 minute inainte de folosire. Temperatura poate fi citita atat in scara Celsius (°C) sau in cea Fahrenheit (°F): 1. Avand termometrul oprit, tineti apasat butonul din partea de jos pentru aproximativ 3 secunde pana cand apare pe ecran C sau F 2. Dupa ce modul de citire dorit a aparut pe ecran, eliberati butonul iar dispozitivul poate fi folosit. 3. Pentru a schimba setarea, tineti apasat butonul din partea de jos timp de aproximativ 3 secunde pana ce aparatul se inchide. Dupa ce acesta este inchis, tineti apasat butonul din partea de jos pana ce pe ecran apare modul dorit.
