
TEST BOWIE-DICK

I.D.: 51948488

Data publicarii	23.11.20	Coduri CPV	33140000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 47,91 RON - 47,91 RON

Descriere: Bowie & Dick - Pachet Test de Unica Folosinta Schimbarea culorii indicatorului din albastru in maro/negru. Cerneala indicatoare nu contine metale grele! Timp de pastrare: 2 ani. Rezultate reproductibile: pachetele de unica folosinta nu pot fi utilizate intr-un mod diferit sau necorespunzator. Instructiuni de folosire: 1.Controlul de rutina se incepe printr-un test de vid, urmat de un ciclu de incalzire. Astfel, sterilizatorul este pregatit pentru a incepe testul Bowie & Dick. 2.Se plaseaza pachetul de testare orizontal in treimea de jos a camerei, ex. pe platforma inferioara a sistemului de incarcare sau in zona superioara scurgerii. Numai pachetul test Bowie & Dick trebuie plasat in camera. 3.Se porneste ciclul test Bowie & Dick la 134C temperatura nominala (134C efectiv, pana la max. 138C) pentru 3,0 pana la 3,5 min. Pachetul test de unica folosinta trebuie indepartat imediat la sfarsitul ciclului. Se indeparteaza hartia indicatoare si se examineaza rezultatul. 4.Pentru a citi rezultatul, se plaseaza hartia indicatoare pe o suprafata stralucitoare. 5.Pentru documentare, se pastreaza hartia folosita pentru test la loc intunecos.
