

Indicatori chimici integratori pentru sterilizare autoclav-clasa 5

I.D.: 50409979

Data publicarii	07.10.20	Coduri CPV	33694000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 450,00 RON - 450,00 RON

Descriere: Se folosește pentru sterilizatorul cu abur la 121 ° C și 134 ° C ISO 11140-1, clasa 5 și EN 867-1, clasa D Ansamblul de indicare a vaporilor din clasa 5 este fabricat din hârtie specială cu trei blocuri indicator. În funcție de temperatură și presiune diferite, temperatura de sterilizare a aburului, durata de timp și saturația prin aburi ating toate standardele necesare, blocul indicator se va schimba de la albastru la gri-gri-negru. 1. Temperatura: 121 °C sau 134 °C -Sterilizare cu abur. 2. Performanța este egală cu indicatorul biologic: sub sterilizarea cu aburi de 121 °C sau 134 °C, are același efect cu indicatorul biologic. 3. Schimbarea culorii: PROCESS- Blocul de culori: 121 °C- 10 minute, 134 °C -2 minute după sterilizarea cu abur, culoarea se va schimba de la albastru la negru, blocul de culori CORRECT s-a schimbat gri, blocul de culori EXTENDED s-a schimbat cu gri deschis, indică dacă acesta a fost sterilizat cu abur). CORECT Blocul de culori: 121 °C -20 de minute, 134 °C -7 minute de la albastru la negru, blocul de culori PROCESS schimbat negru, blocul de culori EXTENDED a fost modificat cu gri, indicând dacă trece printr-un proces corect de sterilizare cu abur. (După o sterilizare corectă cu abur, culoarea va fi neagră). EXTENDED Blocul de culori: După schimbarea neagră, indicați sterilizarea excesivă. Sterilizarea excesivă poate cauza deteriorarea sau pierderea de energie a echipamentului de sterilizare și a instrumentelor sterilizate. 4. Schimbarea culorii este permanen
