
DEZINFECTANT INSTRUMENTAR ROTASEPT 2L

I.D.: 44942822

Data publicarii	18.12.19	Coduri CPV	24455000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 510,00 RON - 510,00 RON

Descriere: Dezinfectant instrumentar Rotasept Caracteristici: - spectru larg de acțiune; - adecvat pentru curățarea cu ultrasunete; - timp de contact de doar 15 minute când este utilizat în dispozitive de curățare cu ultrasunete; - protecție împotriva coroziunii; - foarte bună compatibilitate cu materialele. Dezinfectantul pentru instrumentar Rotasept este un dezinfectant gata preparat pentru utilizare, pe bază de alcooli și soluție de hidroxid de potasiu, utilizat pentru dezinfecția și curățarea frezelor, separatoarelor diamantate și a altor instrumente rotative de precizie. Acțiune microbiologică: Rotasept este eficace împotriva: bacteriilor, fungilor, virusuri (HBV, HIV, polio, adeno virusuri și Papova SV 40 virus). Instrucțiuni de folosire: - turnați Rotasept nediluat în cuvă; - plasați instrumentarul rotativ în soluție imediat după utilizare, pentru a preveni sedimentarea reziduurilor; - nu amestecați produsul cu agenți de curățare; - după scoaterea instrumentarului din soluția Rotasept nu se va clăti cu apă, pentru a preveni ruginirea; - cu ajutorul unei pense, se vor poziționa instrumentele pe un servetel de celuloză se vor lăsa să se usuce; - dacă este necesar, îndepărtați depunerile persistente cu o perie. Compatibilitate materiale: Nu se va folosi Rotasept pentru materiale plastice sensibile la alkali și alcool, părți de aluminiu și instrumente care au în compoziție rășini acrilice sintetice. Se va evita timpul de contact prelungit. Ambalaj: Flacon 2 l.
