

Set Masca medicala de protectie de unica folosinta, 3 straturi, BFE>98%, tip II R, Zass ZCPM 04

I.D.: 49017439

Data publicarii	17.08.20	Coduri CPV	18143000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 756,20 RON - 756,20 RON

Descriere: Masca medicala de protectie de unica folosinta, 3 straturi, BFE>98%, tip II R, Zass ZCPM 04 (XY-YY07) Produs: Mască medicală facială, nesterilă, de unică folosință Model ZCPM 04 (XY-YY07) Dispozitiv medical clasa I, Tip. II R Material : PPE (material neșesut) , nesteril , hipoalergenic Conform: EN 14683:2019 + AC:2019 , Directiva 93/42/CEE Dimensiuni: 175mm x 95mm Perioada de valabilitate : 36 luni, în mediu uscat, fără expunere directă la soare Eficiență filtrare (BFE): $\geq 98\%$ Lot nr. : YY060720A Ambalaj : cutie 50 buc. Producător: DONGGUAN CITY XINYUAN NONWOVEN CO.,LTD Adresă producător: DAJIN INDUSTRIAL PARK, XIXI VILLAGE LIAOBU TOWN, DONGGUAN CITY GUANGDONG PROVINCE, CHINA CARACTERISTICI PRODUS 3 straturi, 3 pliuri, foarte rezistente, cu elastic De unică folosință, distrugeți după folosire ! Protecție împotriva picăturilor, bacteriilor, particulelor, praf, polen, agenți de contaminare Stratul exterior blochează particulele mai mari Permite circulația aerului și asigură o respirație normală Non-iritant, fără miros, fără fibre de sticlă MOD DE UTILIZARE 1. Deschideți masca cu clema pentru nas în partea de sus (partea colorată spre exterior). 2 Țineți masca pe bărbie pentru a vă acoperi complet nasul și gura. 3 Trageți benzile elastice peste urechi. 4 Utilizați ambele mâini pentru a regla forma clemei nasului. Puneți arătătoarele ambelor mâini pe mijlocul clemei nasului și apăsați clema spre interior în timp ce vă deplasați degetele de-a lungul ambelor părți ale clemei nasului
