

## **Dezinfectant pentru SUPRAFETE SI INSTRUMENTAR TP02 de nivel inalt - BIONET AG - avizat MS biocide -**

I.D.: 60824821

Data publicarii	10.09.21	Coduri CPV	24455000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 300,00 RON - 300,00 RON

Descriere: Dezinfectant de nivel înalt concentrat pentru instrumentar, 1 L concentrat = 200 L preparati - Dezinfectant de nivel inalt pentru instrumentar si suprafete- avizat AVIZAT M.S. 1636BIO/02/12.24. AVIZUL ESTE VALABIL PANA LA 31.12.2024. INDICATIA DE UTILIZARE IN UNITATI SANITARE ESTE VALABIL PANA LA 07.06.2021 ( 3 ANI, DE LA DATA EMOTARII PREZENTULUI AVIZ ). Mod de utilizare : Se pre-dezinfecteaza si se curata de resturi organici instrumentarul cu Desogerm 3A Net. Dupa care se dezinfecteaza prin imersia instrumentarului in solutia de lucru cu Bionet AG. Se clateste bine instrumentarul cu apa distilata dupa operatia de dezinfectie. Compozitie: Didecyldimethylammonium chloride 5% , Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides 5 % , Glutaral 5%, Alcool etilic, Alcool izopropilic, Apa purificata, Parfum. Activitate biocida : Instrumentarul se imerseaza in solutia de lucru realizata prin diluarea a 25 ml de Bionet AG in 10 L apa (0.25%), se obtine astfel un efect bactericid si fungicid dupa un timp de contact de 15min conform standardele EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 1275, EN 1650, EN 13624. Prin diluarea a 50 ml de Bionet AG in 10 L apa (0.5%) se obtine o solutie cu efect virucid la 60 min conform standardul EN 14476. Prin diluarea a 100 ml in 10 litri apa (1%) se obtine un efect tuberculocid si micobactericid la 15 min conform standardul EN 14348 (Mycobaterium terrae, Mycobacterium avium). Sporicid conform standardului EN 13704 , 10% la 60 min.