

## **REALY TECH - Test Rapid Saliva Antigen COVID-19, LIVRARE 24h (AVIZ ANMDMR)**

I.D.: 60527633

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 01.09.21 | Coduri CPV | 33140000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 414,00 RON - 414,00 RON

Descriere: Test rapid COVID-19 antigen saliva Realy Tech pentru uz profesional  
Prezentare: Setul de testare rapida antigen COVID-19 este destinat detectarii calitative a antigenelor SARS-CoV-2 in saliva umana de la persoanele suspecte de infectarea cu coronavirus. Produs doar pentru uz profesional si diagnostic in vitro. Prelevarea si interpretarea rezultatelor se face doar de personal medico-sanitar autorizat. Contine: 1x dispozitiv de testare 1x tub de extractie 1x capac pentru tub de extractie 1x pahar pentru colectarea salivei 1x pipeta 1x solutie 1x manual de utilizare Instructiuni: Scoateti dispozitivul de testare din ambalajul de aluminiu sigilat si folositi-l cat de curand posibil Asezati dispozitivul de testare pe o suprafata plana si curata Scoateti un tub de extractie si o sticluta de solutie. Scoateti capacul si adaugati solutia in tubul de extractie Scuiptati saliva in paharul pentru colectare a salivei Extrageți 4 picaturi de saliva din pahar cu o pipeta si transferati-le in tubul de extractie Indoiti si aruncati paharul de colectare a probei intr-o punga de plastic ca si deseu medical in conformitate cu reglementarile locale Inchideti tubul de extractie cu capacul si agitati usor tubul de extractie vertical timp de aproximativ 5 secunde pentru a permite salivei sa se amestece bine cu solutia Transferati 3 picaturi de proba in spatiul de proba al dispozitivului de testare Cititi rezultatul dupa 10 minute Nu interpretati rezultatul dupa 20 de minute  
Avantaje: T