

ASEPTANIOS AD

I.D.: 59605501

| | | | |
|-----------------|----------|------------|---|
| Data publicarii | 02.08.21 | Coduri CPV | 33741300-9 24455000-8 24323220-2 33631600-8 |
|-----------------|----------|------------|---|

Pretul estimativ: 17.250,00 RON - 17.250,00 RON

Descriere: ASEPTANIOS AD Dezinfectant pentru aeromicroflora, suprafete si dispozitive medicale pe cale aeriana INDICATII: ASEPTANIOS AD este un dezinfectant pentru suprafete si dispozitive medicale curatate in prealabil. MOD DE UTILIZARE: ASEPTANIOS AD se utilizeaza in absenta personalului, cu aparatul AEROSEPT COMPACT 250. Se introduce recipientul cu ASEPTANIOS AD in aparat. Se programeaza aparatul in functie de volumul incaperii ce urmeaza a fi dezinfectante dupa care se paraseste incaperea. Respectati timpul de contact. Aerisiti camera. COMPOZITIE CALITATIVA: Acid peracetic (+/-1200 ppm) Peroxid de hidrogen PROPRIETATI TEHNOLOGICE: Produs gata de utilizare; Solutie incolora; Stocare: intre 5 - 25 °C PROPRIETATI MICROBIOLOGICE: ASEPTANIOS AD - AEROSEPT COMPACT respecta cerintele standardului NF T 72-281 (bactericid, fungicid, sporicid) - 7 ml/m3 - 55 0C Bactericid: - Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus - 30 minute = 6 log - Acinetobacter baumannii, Enterobacter cloacae, Enterococcus aureus - 15 minute = 5 log Levuricid: - Candida albicans - 30 minute = 6 log Fungicid: - Aspergillus niger - 120 minute = 6 log Sporicid: - Bacillus subtilis - 120 minute = 5 log - Clostridium difficile - 60 minute = 4 log ASEPTANIOS AD este testat conform urmatoarelor norme europene: Bactericid: SR EN 1040; SR EN 1276; SR EN 13697 - 5 minute Micobactericid: SR EN 14348; SR EN 136
