

## Test Rapid Ag COVID Lateral Nazal Teste Triplex TIB 25 Buc Recunoscut DSP #1465

I.D.: 62444076

Data publicarii 28.10.21 Coduri CPV 33696500-0

Pretul estimativ: 6,90 RON - 6,90 RON

Descriere: Conditii refuzate: Test Rapid COVID-19 Antigen Triplex Lateral Nazal TIB 25 Buc -> inclus in Lista Comuna a Comisiei Europene ID #1465 --- IN STOC ---- Dispozitivul de testare rapida COVID-19 este utilizat pentru detectarea timpurie a antigenelor nucleocapsidei (proteina N) SARS-CoV-2. Acest test este destinat laboratoarelor clinice si institutiilor medicale. Testul trebuie sa fie efectuat exclusiv de personal medical. Contine: - 25x card de testare - 25x solutie de extractie - 25x tub - 25x tampon de extractie - 1x manual de utilizare  
Caracteristici: - Specificitate: 100% - Acuratete: 99.58% - Senzitivitate: 98.33% - Poate detecta virusul SARS COV 2 in stadiu timpuriu, inclusiv varianta Delta Valabilitate: 24 luni  
Standarde: - EN ISO 13485: 2016, ISO 14971: 2019 - EN ISO 18113-1:2011, EN ISO 18113-2:2011 - EN 13612:2002, EN 13641:2002, EN 62366-1:2015 - ISO 15223-1:2016, ISO 23640:2015, ISO 10993 - Directive 98/79/EC Instructiuni de prelevare a probei: - Prelevare nazofaringiana: Introduceti cu grija tamponul in nara care prezinta secretii mai abundente. Pastrati tamponul la nivelul septului nazal si impingeti-l usor in nazofaringele posterior. - Prelevarea anterior nazala: Introduceti tamponul in nara aproximativ 1- 1.5 cm. Tamponati ferm membrana nazala, rotind tamponul circular de cel putin 4x, mentinandu-l in interiorul narii cel putin 10 secunde. - Saliva orofaringiana posterioara: Introduceti cu grija tamponul in zona orofaringiana, centrandu-l pe peretele faringelui, maxilarul