
PENSA SCOS CAPUSA

I.D.: 57662792

Data publicarii	02.06.21	Coduri CPV	33190000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 881,60 RON - 881,60 RON

Descriere: Pensa pentru scos capuse faciliteaza indepartarea simpla si eficienta a capuselor.
Descriere generala: Material: otel inoxidabil / plastic Sterilizabil Cu o suprafata speciala antiderapanta (permite o aderenta mai buna) Ambalat individual Metoda de folosire: Tinem pensa cu arc in mana si tragem partea cilindrica cu degetele aratator si police, astfel incat pensa sa se desface pentru a putea prinde capusa. Asezam pensa imprejurul capusei. Lasam inapoi partea cilindrica cu grija si prindem partea cefalica a capusei (capul capusei), cat mai aproape de piele. Datorita arcului, partea laterala a instrumentului se inchide. Se previne in asa fel prinderea corpului prin care de obicei se preseaza "material infectios" in organismul uman. Rotiti usor capusa prinsa cu pensa intr-o directie de mai multe ori, pentru a dilata canalul de intepare. Dupa rotire, printr-o singura miscare scoatem capusa. In caz de nereusita se repeta procedura. Observatie: Dezinfectati locul intepaturii dupa inlaturarea capusei si a doua zi cu solutie iodata. Ardeti capusa la flacara unui chibrit, spalati si dezinfectati pensa cu iod sau alcool.
