
DECONEX 53 PLUS Dezinfectant fara aldehide, pentru instrumentar

I.D.: 41828674

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 05.02.20 | Coduri CPV | 33631600-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 7.100,00 RON - 7.100,00 RON

Descriere: Ambalare: flacon 5 l. Pret - incepand cu 0.71 lei/litru solutie de lucru. Dezinfectant fara aldehide, pentru instrumentar Pentru pre-curatarea și dezinfectarea instrumentarului medical, inclusiv a endoscoapelor rigide și flexibile si a dispozitivelor pentru anestezie. Poate fi folosit și pentru dezinfectarea instrumentarului stomatologic, inclusiv burghie și alte instrumente rotative. Doza recomandata: 1 - 2% in functie de eficacitatea dorita (vezi tabelul) sau pana la 4% pentru cerinte speciale (de exemplu, Adenovirus). Utilizare recomandata: Se pregateste solutia dezinfectanta prin diluarea cu apa, la concentratia dorita. Inainte de a scufunda instrumentele in baia de dezinfectare, se deschid sau dezassembleaza partile componente, pe cat posibil. Intreaga suprafata trebuie acoperita. Se evita bulele de aer. Dupa trecerea timpului de contact, se clatesc bine instrumentele, folosind apa demineralizata pentru etapa finala de clatire. Solutiile vizibil contaminate trebuie inlocuite imediat. Daca incepeti sa folositi deconex® 53 PLUS, este recomandata o curatare intermediara a instrumentelor cu deconex® 36 INTENSIV-x sau un produs similar. Va rugam sa consultati prospectul pentru decontaminarea profesionala cu deconex® 53 PLUS. Proprietati - fara aldehida - fara ingrediente active care contin saruri de clorura - spectru larg de activitate, inclusiv efect tuberculocid - activ impotriva virușilor anvelopati și, de asemenea, impotriva Adenovirus și Polyoma SV40 - deosebit de bland c
