

---

## **DETERGENT DEZINFECTANT CONCENTRAT 5000 ML KLINTENSIV®**

I.D.: 50630293

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 12.10.20 | Coduri CPV | 33631600-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 9.752,00 RON - 9.752,00 RON

---

Descriere: DETERGENT DEZINFECTANT CONCENTRAT 5000 ML. Spatiile medicale necesita intotdeauna dezinfectie, deoarece infectiile nosocomiale pot aparea oricand si oriunde. De aceea specialistii recomanda folosirea unor produse sigure, de inalta calitate. In acest context, va prezentam o solutie concentrata cu proprietati detergente si dezinfectante. Aceasta solutie nu contine aldehide si are un spectru larg de actiune biocida, creat in functie de reglementarile normelor europene. De asemenea, produsul nostru asigura o dizolvare rapida a reziduurilor proteice. Detergentul dezinfectant concentrat este un produs complex, ce poate fi folosit pentru dezinfectia suprafetelor, instrumentarului si microaeroflorei. Mod de utilizare: Se dilueaza la 2%, adica 20 ml produs, peste care se adauga apa pana la 1 litru pentru a se obtine solutia de lucru. Suprafete: Pentru dezinfectia suprafetelor stergeti suprafata infectata cu o laveta inmuata in solutie dezinfectanta sau pulverizati solutia dezinfectanta cu ajutorul unei pompe cu presiune peste suprafata contaminata si apoi stergeti cu o laveta umeda. Instrumentar: Pentru dezinfectia instrumentarului medical se iverseaza instrumentarul in solutie si dupa timpul de actiune recomandat se spala cu apa sterila. Microaeroflora: Pentru dezinfectia suprafetelor pe cale aeriana se aplica solutia dezinfectanta prin pulverizare sau nebulizare (ceata rece) in focare epidemiologice inainte de instituirea masurilor de curatare sau curatenie. Substante active: Hexam

---