

Test Rapid Ag COVID Nazofaringian Orofaringian Teste Triplex TIB 1 Buc Recunoscut DSP #1465

I.D.: 63271154

Data publicarii 18.11.21 Coduri CPV 33696500-0 38912000-1

Pretul estimativ: 1.200,00 RON - 1.200,00 RON

Descriere: REF.21598/16.11.2021, DIRECTOR INGRIJIRI MEDICALE Test Rapid COVID-19 Antigen Triplex Nazofaringian Orofaringian TIB 1 Buc -> inclus in Lista Comuna a Comisiei Europene ID #1465 Dispozitivul de testare rapida COVID-19 este utilizat pentru detectarea timpurie a antigenelor nucleocapsidei (proteina N) SARS-CoV-2. Acest test este destinat laboratoarelor clinice si institutiilor medicale. Contine: - 1x card de testare - 1x solutie de extractie - 1x tub - 1x tampon de extractie - 1x manual de utilizare Caracteristici: - Specificitate: 100% - Acuratete: 99.58% - Senzitivitate: 98.33% - Poate detecta virusul SARS COV 2 in stadiu timpuriu, inclusiv varianta Delta Standarde: - EN ISO 13485: 2016, ISO 14971: 2019 - EN ISO 18113-1:2011, EN ISO 18113-2:2011 - EN 13612:2002, EN 13641:2002, EN 62366-1:2015 - ISO 15223-1:2016, ISO 23640:2015, ISO 10993 - Directive 98/79/EC - Prelevare nazofaringiana: Introduceti cu grija tamponul in nara care prezinta secretii mai abundente. Pastrati tamponul la nivelul septului nazal si impingeti-l usor in nazofaringele posterior. - Prelevarea anterior nazala: Introduceti tamponul in nara aproximativ 1- 1.5 cm. Tamponati ferm membrana nazala, rotind tamponul circular de cel putin 4x, mentinandu-l in interiorul narii cel putin 10 secunde. - Saliva orofaringiana posterioara: Introduceti cu grija tamponul in zona orofaringiana, centrandu-l pe peretele faringelui, maxilarul superior si pe amigdale. Rotiti de 3 ori si scoateti tamponul evitand atingerea l