

Rola pungi nylon sterilizare Pupinel 102mmx30.5m (1 rola)

I.D.: 88942473

Data publicarii	03.11.23	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 868,00 RON - 868,00 RON

Descriere: Taiati o bucata din rola, la lungimea corespunzatoare, lasand 2.5 cm in plus la fiecare capat in cazul sigilarii termice sau 5 cm in cazul lipirii cu banda adeziva. Sigilati termic sau cu banda adeziva un capat. Sigilare cu banda adeziva a) Indoiti capatul 1.25 cm și apasati pentru a se forma cuta b) Indoiti din nou 1.25 cm și apasati pentru a forma cuta c) Sigilati cu indicatorul specific de sterilizare prin infasurarea intregii latimi a pachetului, asigurandu-va ca marginea pliata și lateralele sunt complet sigilate, fara nici un spatiu. - Asezati instrumentarul in ambalaj - Un indicator chimic poate fi plasat in interiorul pungii sau pe ambalaj - Sigilati termic sau cu banda adeziva capatul liber - Sterilizati potrivit instructiunilor producatorului, fara a depasi temperatura recomandata sau timpul de sterilizare Odată ciclul încheiat, temperatura trebuie să scadă lent, iar ușa aparatului se deschide abia în momentul în care temperatura indicată este de sub 50 de grade Celsius. ATENTIE! Este OBLIGATORIU ca toate intrumentele sa reziste procesului de sterilizare la care sunt supuse. A se verifica instructiunile de sterilizare date de fiecare producator al instrumentarului. ATENTIE!!! Nu introduceti in punga instrumentele ude sau apa. Umiditatea instrumentelor a pungii sau a indicatorului de sterilizare, duce iremediabil la explozia și arderea ambalajului și carbonizarea indicatorului de sterilizare! Intrumetele trebuiesc uscate inainte de sterilizare deoarece umiditatea
