
TEST LATEX PENTRU IDENTIFICARE A SEROGRUPELOR DE SALMONELLA WELLCOLEX SALMONELLA

I.D.: 50697637

Data publicarii	15.10.20	Coduri CPV	33141625-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.450,00 RON - 1.450,00 RON

Descriere: WELLCOLEX COLOUR Salmonella Test latex (calitativ, rapid) pentru screening, detectare si identificare prezumptiva a serogrupelor de Salmonella (din Bulion selenit sau medii solide). 50 Teste Sensibilitate 100% Specificitate 99% Identificare serogrup 100% Componentele kitului Reactiv Latex 1, Suspensie particule latex (amestecul rosu, albastru, verde) acoperite cu anticorpi cu urmatoarea specificitate: Latex Rosu Salmonella grup B Latex Albastru Salmonella grup C Latex Verde Salmonella grup D Reactiv Latex 2, Suspensie particule latex (amestecul rosu, albastru, verde) acoperite cu anticorpi cu urmatoarea specificitate: Latex Rosu Vi Latex Albastru Salmonella grupele E si G Latex Verde Salmonella grup A Rosu/Control Pozitiv , Suspensie bacteriana Salmonella grup C si E (inactivate) Albastru/Control Pozitiv, Suspensie bacteriana Salmonella grup C si E (inactivate) Verde/Control Pozitiv, Suspensie bacteriana Salmonella grup A si D (inactivate) Este obligatoriu ca agitarea cardului de reactie sa se faca pe un agitator a carui viteza si inclinare a platanului sint critice pentru realizarea testului. Mod de lucru Se pune o picatura Reactiv Latex 1 si o picatura Reactiv Latex 2 in cite un godeu de pe cardul de reactie, apoi se adauga cite 1 picatura suspensie bacteriana in fiecare dintre cele 2 godeuri. Se pune cardul de reactie pe un agitator la 150 rpm si se observa reactia dupa 2 minute. Rezultatul pozitiv In cazul in care are loc aglutinarea, se va exprima una dintre
