

## Plasa chirurgicala pt. hernie / eventratie sterila din polipropilena 30x30cm;Termometru Digital

I.D.: 39542334

Data publicarii 04.11.19 Coduri CPV 33141125-2 38412000-6

Pretul estimativ: 1.093,30 RON - 1.093,30 RON

Descriere: DESCRIERE: Plasa chirurgicala, pentru toate tipurile de hernii si eventratii, cu ochiuri mici, , din polipropilena,30x30cm, sterila,INCADRARE TVA 9% Plasa chirurgicala din polipropilena plana realizata din tricot monofilament de polipropilena Culoare transparenta Marime: 30x30cm Grosimea materialului: 0.53 mm Greutatea materialului: 97 g/m2 Diametrul monofilamentului: 0.15 mm Dimensiunea porilor: 0.9 X0.6 mm Cu ochiuri dreptunghiulare/patrate Maleabila, nu se desira la taiere. Dreptunghiulara Sterila DESCRIERE: Instructiuni de folosire: 1. Apăsăți butonul On/Off de lângă display. Se va auzi un sunet și va apărea pe ecran , urmat de ultima temperatură înregistrată. După ce arată ultima temperatură, termometrul poate fi folosit. Notă: Dacă temperatura măsurată este mai mică de 32°C sau 90°F, pe ecran va apărea "Lo" iar dacă temperatura este mai mare de 42.9°C sau 109.9°F, pe ecran va apărea Hi. 2. Poziția termometrului în zona dorită (oral, rectal sau axilar) a) Utilizare orală: poziționați termometrul sub limbă, cum este indicat în imagine cu √. Închideți gura și respirați uniform pe nas pentru a preveni influențarea măsurătorii prin inspirarea/expirarea aerului. Temperatura normală este cuprinsă între 35.7°C și 37.7°C (97.2°F și 99.9°F) b) Utilizare rectală: lubrificați vârful argintiu al termometrului pentru o inserție mai ușoară. Introduceți încet vârful aproximativ 1 cm (mai puțin de ½") în rect. Prezenta tine loc de comanda ferma