

Indicator biologic FIOLA pentru ABUR (EZTest Steam (Abur) Geobacillus stearothermophilus)

I.D.: 70745242

Data publicarii	28.06.22	Coduri CPV	33124131-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	701,00 RON - 701,00 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Indicator biologic pentru pentru controlul eficientei sterilizarii la autoclav (121°C-135°C), contine spori bacterieni viabili de Geobacillus Stearothermophilus,fiola diametru 11 mm, NB 1 bucata Culoare suspensie: violet Compozitie Material: Fiola cu suspensie ce contine spori de Geobacillus Stearothermophilus Caracteristici Indicator pentru verificarea sterilizarii in autoclav. Prezenta sporilor de Geobacillus stearothermophilus este detectata vizual, prin schimbarea de culorii (din violet in galben). Schimbarea colorii in galben indica faptul ca procesul de sterilizare a esuat. Interpretarea corecta a rezultatelor negative (mediul ramane violet) se realizeaza dupa 48 de ore de incubatie. Instructiuni de folosire: 1.Se scrie pe fiola data si nr transei de sterilizare. 2. Puneti fiola de indicator intr-o punga de sterilizare alaturi de materialul de sterilizat 3. Puneti in tava de sterilizare si plasati indicatorul in zona din autoclav unde sterilizarea completa se efectueaza cu dificultate, in general pe raftul inferior, langa usa. 4. Programati autoclavul la temperature si presiunea din manualul de utilizare al acestuia si porniti procesul de sterilizare 5. Dupa terminarea ciclului de sterilizare si echiparea cu ochelari de protective si manusi antitermice, deschideti complet usa autoclavului pentru 5 minute, inainte de a scoate indicatorul biologic. 6. Se scoate fiola din autoclave si se lasa 10 minute afara inainte de zdrobire. 7. Se verifica indicatorul chimic de p