

Test Rapid Betisor Covid-19 Antigen, Genedia, 1 test pe Kit, pentru uz profesional

I.D.: 67243517

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 14.03.22 | Coduri CPV | 38434540-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 269,70 RON - 269,70 RON

Descriere: Test Rapid COVID-19 Antigen nazofaringian Genedia 1 Buc
Prezentare: Dispozitiv de testare este destinat detectiei calitative clinice a antigenilor SARS COVID-19 cu ajutorul tamponului de recoltare din secretiile nazale si orofaringiene. Dispozitiv de testare de diagnostic in vitro, destinat doar uzului profesional. Produs recunoscut de Comisia Europeana. Continut pachet: • 1x caseta de testare • 1x tub de extractie cu solutie • 1x betisor de recoltare a probelor din bumbac • 1x manual de utilizare Indicatori de performanta: • Acuratete: 98.99% • Senzitivitate: 97.57% • Specificitate: 99.29% Cerinte importante: • Inainte de testare, dispozitivul de testare trebuie complet readus la temperatura camerei • Odata ce caseta de testare a fost deschisa aceasta trebuie utilizata in termen de 1 ora • Produsul trebuie depozitat sigilat, la o temperatura care poate varia intre 4°C și 30°C, ferit de lumina • Nu cititi rezultatele dupa 15 minute Metoda de testare: • Recoltati proba nazala sau orofaringiana cu ajutorul betisorului de recoltare din bumbac si rotiti de 5 ori • Scoateti capacul alb din tubul de extractie • Introduceti betisorul de recoltare in tubul de extractie care contine solutia • Introduceti proba in tubul de extractie. Invertiti si ridicati betisorul nazal in sus si in jos de 10 ori (cel putin 15 secunde) • Strangeti tubul si betisorul de recoltare pentru ca proba sa patrunda complet in tubul de extractie
