

## Test rapid COVID-19 IgG/IgM 25 teste (Ser / Plasmă / Sânge integral)

I.D.: 90501592

Data publicarii 07.12.23

Coduri CPV

33694000-1

Pretul estimativ: 798,00 RON - 798,00 RON

Descriere: Testul rapid COVID-19 IgG/IgM este un test imunologic cu flux lateral, în vederea detectării anticorpilor anti-SARS-CoV-2 IgG și IgM la nivelul serului, plasmei sau sângelui uman integral. A fost creat pentru a-i ajuta pe profesioniștii din domeniul medical la diagnosticarea coronavirusului de tip SARS-CoV-2.1. Pungi de folie sigilate individual conținând: Continut: a. Un dispozitiv casetă b. Un desicant 2. Picurătoare de plastic 3. Diluent de probă (REF SB-R0180, 3 ml / flacon) 4. Instrucțiuni de utilizare Pasul 1: Aduceți proba și componentele de testare la temperatura camerei. Odată dezghețată, amestecați bine proba înainte de a efectua analiza. Pasul 2: Când este gata de testare, deschideți punga și scoateți dispozitivul de testare. Așezați dispozitivul de testare pe o suprafață curată și netedă. Pasul 3: Asigurați-vă că etichetați dispozitivul cu numărul de identificare al probei. Pasul 4: Volumul probei care va fi folosită la testare este diferit atunci când folosiți sânge față de atunci când folosiți ser sau plasmă. Pentru ser/plasmă: Umpleți picuratorul din plastic cu ser sau cu plasmă, fără a depăși marcajul (marcajul 10 μL), ca în imaginea de mai jos. Volumul probei este de aproximativ 10 μL. Pentru sânge: Umpleți picuratorul din plastic cu sânge, fără a depăși marcajul (marcajul 20 μL), ca în imaginea de mai jos. Volumul probei este de aproximativ 20 μL. Pasul 5: Ținând tubul vertical, eliberați întreaga cantitate a probei în centrul godeului, asigurându-vă că nu există