

---

## **Sekusept Activ - Dezinfectant instrumentar concentrat pulbere - 1,5 Kg**

I.D.: 95272007

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 27.03.24 | Coduri CPV | 24455000-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 600,00 RON - 600,00 RON

---

Descriere: Sekusept Activ - Dezinfectant instrumentar concentrat pulbere - 1,5 Kg Sekusept Aktiv este folosit pentru dezinfectarea instrumentelor medicale de orice tip, din metal, sticla, plastic etc. Indicat în special pentru obiecte sensibile la temperatura, care se pot dezinfecta dar nu se pot steriliza la cald: endoscoape, fibroscoape, aparate de anestezie. Produs concentrat pulbere pentru instrumentar medical termosensibil pe baza de acid peracetic Indicat pentru curatarea si dezinfectia instrumentelor si dispozitivelor medicale termostabile si termolabile (instrumentar medical din metal, plastic, cauciuc, sticla, echipamente medicale, accesorii de anestezie, incubatoare nou-nascuti), inclusiv a endoscoapelor flexibile, in sectorul medical (spitale, cabinete medicale, policlinici, laboratoare, sectii de ATI, sectii de neonatologie etc.), centre cosmetica, coafor, saloane masaj si SPA Produsul nu se utilizeaza pentru dezinfectia instrumentarului nichelat sau din aluminiu. Pentru dezinfectia instrumentarului se poate utiliza atat prin imersie cat si in bai cu ultrasunete. Tipul preparatului: Pulbere alba, miros slab Indicatii de folosire si dozaj: Sekusept Aktiv se foloseste sub forma de solutie de lucru. Solutia de lucru se prepara cu apa rece de la robinet. Se adauga cantitatea necesara de produs pulbere in apa si se amesteca de citeva ori intr-un interval de 15 min., pana la dizolvarea completa. Solutia este acum gata de a fi utilizata. Produsul se poate utiliza la toate grade

---