
CONTEC CMS50F Wrist Pulse Oximeter

I.D.: 36776680

Documente participare:

- 11-MC1006641.zip

Data publicarii	25.06.19	Coduri CPV	38300000-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 28.06.19

Descriere: Pulsoximetrul poate fi utilizat pentru măsurarea gradului de saturație a oxigeului și a frecvenței pulsului la nivelul degetului. Produsul este potrivit pentru a fi utilizat în familie, în spitale, asistență medicală comunitară, îngrijirea fizică în sport (Poate fi folosit înainte sau după sport și nu se recomandă utilizarea dispozitivului în timpul procesului de sport) etc. Cerinte mediu inconjurator Mediu de stocare a) Temperatura: -40 °C ~ + 60 °C b) Umiditate relativă: 5% ~ 95% c) Presiunea atmosferică: 500hPa ~ 1060hPa Mediu de lucru a) Temperatura: 0 °C ~ 50 °C b) Umiditate relativă: 15% ~ 95% c) Presiunea atmosferică: 700hPa ~ 1060hPa
