

Dispozitiv inhalat tip Babyhaler

I.D.: 69821257

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 31.05.22 | Coduri CPV | 33157400-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Pretul estimativ: | 2.850,00 RON - 2.850,00 RON |
|-------------------|-----------------------------|

Descriere: Descriere Babyhaler este un dispozitiv utilizat în cazul copiilor cu vârsta mică pentru a permite inhalarea medicamentelor. Acesta prezintă o mască facială moale care se poate aplica ușor pe nasul și gura copilului. Babyhaler vă ajută să vă asigurați că acesta primește doză corectă de medicament. Cum se utilizează Babyhaler? Înaintea utilizării Babyhaler pentru prima dată, citiți cu atenție instrucțiunile. Dacă nu sunteți siguri despre cum se utilizează Babyhaler, apăsați la sfatul medicului sau farmacistului. Verificarea valvelor: 1. Înaintea utilizării Babyhaler, verificați funcționarea corectă a celor două valve albastre. Țineți Babyhaler cu masca facială spre dumneavoastră. Apăsăți masca pe gură dumneavoastră. Ar trebui să vedeți cel puțin o parte din fiecare valvă. Inspirați și expirați ușor prin masca facială. Când expirați, valva exterioară din vârful Babyhaler trebuie să se deplaseze ușor. Când inspirați, valva interioară trebuie să se deplaseze ușor (dacă această nu se întâmplă, citiți secțiunea Verificarea valvelor, de pe cealaltă parte a prospectului). Pregătirea aerosolului: 2. Îndepărtați capacul piesei bucale și agitați bine aerosolul. 3. Împingeți ușor aerosolul în suportul acestuia. Piesa bucală a aerosolului trebuie îndreptată spre Babyhaler. Administrarea medicamentului: 4. După ce medicul v-a spus câte doze de medicament trebuie administrate copilului, administrați fiecare doză la timpul potrivit. Țineți copilul și asigurați-vă că acesta este așez