

E-TEST CEFTAZIDIM E-TEST PENICILINA G

I.D.: 66612774

Data publicarii	23.02.22	Coduri CPV	24931250-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	400,00 RON - 400,00 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: 1 E-TEST CEFTAZIDIM 1 E-TEST PENICILINA G 1.Compozitie: 1 pachet cu 10 stripuri impregnate cu antibiotice, grupate cate 10, ce prezinta la unul din capete un recipient cu substanta higroscopica. 2.Mod de utilizare: 1.Se scoate cartusul din frigider si se lasa la temperatura camerei timp de o ora pentru a prevenii producerea de condens pe strip. 2.Se iau cu ajutorul unei anse 4-5 colonii similare morfologic si se introduc in 5ml bulion simplu. 3.Se compara turbiditatea cu standardul Mc Farland apropiat. 4.Se introduce un tampon steril in tubul cu mediu si se preseaza de perete pentru eliminarea excesului de lichid. 5.Se insamanteaza pe mediul solid, se lasa sa se absoarba excesul de lichid si ne asiguram ca suprafata este uscata inainte de aplicarea stripurilor. 6.Se aplica stripurile si se preseaza pe suprafata mediului si ne asiguram ca avem un contact pe intreaga suprafata a stripului.Odata aplicate nu se mai deplaseaza 3.Principiu si interpretare: Este o metoda de analiza cantitativa utilizata pentru determinarea concentratiei inhibitoare minime de antibiotic (MIC) si pentru detectarea mecanismelor rezistentei. La sfirsitul perioadei de incubare se citeste valoarea MIC. Acest test nu poate fi reprodus exact cu conditiile in vivo. Pot aparea variatii ale absorbtiei antibioticului in mediul de cultura. 4.Recomandari de pastrare: Pachetele nedesfacute se pastreaza la -20-8°C , iar la cele desfacute se pastreaza la 2-8°C i
