

Furnizarea de kituri de diagnostici conform caietului de sarcini si servicii de instruire personal în vederea instalarii si utilizarii softului specific produselor livrate.

I.D.: 37617302

Data publicarii	01.08.19	Coduri CPV	33141625-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 19.780,00 RON - 19.780,00 RON
1.700,00 RON - 1.700,00 RON
14.000,00 RON - 14.000,00 RON
20.000,00 RON - 20.000,00 RON
120.000,00 RON - 120.000,00 RON
343,00 RON - 343,00 RON
13.000,00 RON - 13.000,00 RON
25.000,00 RON - 25.000,00 RON
75.200,00 RON - 75.200,00 RON
600,00 RON - 600,00 RON
381,00 RON - 381,00 RON
3.400,00 RON - 3.400,00 RON
5.000,00 RON - 5.000,00 RON
720,00 RON - 720,00 RON
3.300,00 RON - 3.300,00 RON
800,00 RON - 800,00 RON
10.000,00 RON - 10.000,00 RON
5.000,00 RON - 5.000,00 RON
2.800,00 RON - 2.800,00 RON
2.140,00 RON - 2.140,00 RON
11.700,00 RON - 11.700,00 RON
137,00 RON - 137,00 RON
9.250,00 RON - 9.250,00 RON
1.896,00 RON - 1.896,00 RON
75.000,00 RON - 75.000,00 RON
16.200,00 RON - 16.200,00 RON

Descriere: 20. kit pentru determinare Ph din apa, sa foloseasca metoda fotometrica PENTRU APARAT SPECTROQUANT NOVA 60 NECESAR 1 KIT X 100 TESTE. 15. SCC- CASSETTE SI Reagent C, KIT PENTRU NUCLEOCOUNTER NC 100 SCC CASSETTE -941-0008 SI REAGENT C NECESAR SCC CASSETTE 10 KITURI X 100 BUC REAGENT C - FLAC 500 ML. 12. SER NEGATIV -INFLUENTA AVIARA, liofilizat cu titru inihobemaglutinant in scris pe flacon sau pe certificatul de conformitate NECESAR 4X FLACON 1 ML. 10. SER POZITIV H5N3-INFLUENTA AVIARA, liofilizat cu titru inihobemaglutinant in scris pe flacon sau pe certificatul de conformitate NECESAR 2 X FLACON 1 ML. 11. SER POZITIV H7N7-INFLUENTA AVIARA, liofilizat cu titru inihobemaglutinant in scris pe flacon sau pe certificatul de conformitate NECESAR FLACON 1 ML. 9. ANTIGEN H5N3 -INFLUENTA AVIARA, liofilizat cu titru inihobemaglutinant in scris pe flacon sau pe certificatul de conformitate NECESAR FLACON 1 ML. 4. SONDA UPL162 - PESTA PORCINA AFRICANA, Sonda si primerii trebuie sa fie compatibili 100% NECESAR 5 cutii cu 2 pipete (125microl/pipeta) - FLACON echivalent pentru 6000 de reactii. 6. Conjugat fluorescent antirabic, Reagentul de diagnostic sa fie inregistrat in Romania Sensibilitate relativa 100%; Specificitate relativa 100%; Certificat de calitate ISO al producatorului aflat in valabilitate; Certificat de calitate; Declaratie de conformitate; Buletin de Analiza de la ICPBMV și Raport de verificare de la LNR RABIE, a lotului ce urmeaza a fi achizitionat. Valabilitate minim 1 an din momentul achizitiei NECESAR 48 ML. 19. kit pentru determinare Ph din apa, sa foloseasca metoda fotometrica PENTRU APARAT SPECTROQUANT NOVA 60 NECESAR 1 KIT X 200TESTE. 16. kit pentru determinare nitriti din apa, sa foloseasca metoda fotometrica PENTRU APARAT SPECTROQUANT NOVA 60 NECESAR 5 KITURI X 25 TESTE. 17. kit pentru determinare nitriti din

apa, sa foloseasca metoda fotometrica PENTRU APARAT SPECTROQUANT NOVA 60 NECESAR 4 KITURI X 25 TESTE. 18. kit pentru determinare amoniu din apa, sa foloseasca metoda fotometrica PENTRU APARAT SPECTROQUANT NOVA 60 NECESAR 4 KITURI X 25 TESTE. 21. Antigen brucelic Roz-Bengal + Martor pozitiv + Martor negativ, Antigen brucelic Roz-Bengal - setul sa fie inregistrat in Romania -Buletin de analiza ICBMV al lotului care urmeaza a fi achizitionat -în declarația de conformitate să se facă referire la calibrarea trusei conform legislatiei comunitare, al lotului care se contracteaza: 1- ANTIGENUL TREBUIE SĂ FIE STANDARDIZAT conform normelor UE - CEE 64/432 și Ord.61/13.03.2006 al ANSVSA, - al lotului care se contracteaza 2- Buletin de analiză de la un laborator national de referinta european pentru BRUCELOZE care să ateste standardizarea antigenului/ lot care se contractează (tradus in limba romana); antigenul sa fie reprezentat de o suspensie bacteriana B. Abortus- S' 99-Weybridge inactivata prin caldura si fenol 0,5%, diluata in tampon acid si colorata cu roz bengal ; trebuie sa dea o reactie pozitiva la o dilutie a serului de 1/47,5 si o reactie negativa la o dilutie de 1/55 conform principiilor definite prin directiva C.E.E. 64/432; certificat de calitate ISO al producatorului aflat in valabilitate -setul să aiba valabilitate minim 1 an de zile din momentul achizitionari Martor pozitiv serul pozitiv brucelic sa fie provenit de la iepuri inoculati cu B.abortus tulpina S' 99-Weybridge, etalonat la serul standard international de 1000UAI/ml; titrul sa fie mentionat pe eticheta flaconului si/sau sa corespunda cu cele precizate in Buletinul de analiza de verificare a calitatii produsului; Martor negativ serul negativ brucelic sa fie provenit de la bovine lipsite de anticorpi anti-Brucella NECESAR Antigen brucelic Roz-Bengal - 100000 DOZE - MARTOR POZITIV 5 ML - MARTOR NEGATIV 5 ML. 13. KIT ELISA INDIRECTA - PESTA PORCINA AFRICANA, 1. Setul de diagnostic (kitul ELISA) să fie înregistrat în România 2. Kit ELISA INDIRECTA pentru detectia anticorpilor anti-virus pesta porcina africana in probe de ser sanguin si plasma la porci domestici si mistreti 3. Instructiuni de utilizare a kitului actualizat 4. Reactivii din setul de diagnostic sa fie gata de utilizare si in cantitati mai mari decat necesarul de pipetare 5. Stripuri detasabile; 6. Valoarea de diagnostic sa fie: Specificitate relativă 100%, Sensibilitate relativă 100% si Repetabilitate 100% 7. Pentru kitul Elisa achizitionat, ¾ din termenul de valabilitate sa se afle la dispozitia beneficiarului (DSVSA - LSVSA Maramures) din momentul intrarii in laborator. 8. Kiturile se vor comanda in functie de necesarul derularii campaniilor planificate de ANSVSA pentru supravegherea Pestei Porcine Africane 9. Producătorul să instaleze software specific gratuit; 10. Certificat de calitate ISO al producatorului aflat in valabilitate 11. Certificat de calitate; Declaratie de conformitate 12. Buletin de Analiza eliberat de I.C.P.B.M.V.Bucuresti cu Raport de verificare a valorii de diagnostic eliberat de L.N.R.pentru Pesta Porcina Africana, a loturilor ce urmeaza sa fie achizitionate NECESAR 16 X KIT 5 PLACI. 7. KIT ELISA competitie/blocare pt. Bluetongue, Trusa ELISA să fie înregistrată în România Kit ELISA competitie / blocare; Reactivii din trusa sa fie gata de utilizare; Dilutia serurilor de cercetat sa se faca direct in placa captusita; Stripuri detasabile; Specificitate relativă 100%; Sensibilitate relativă 100%; Certificat de calitate ISO al producatorului aflat în valabilitate; Certificat de calitate; Declaratie de conformitate; Buletin de Analiza de la ICPBMVși Raport de verificare de la LNR Bluetongue, a lotului ce urmeaza a fi achizitionat. Trusa ELISA să fie insotita de o fisa de toxicitate Producătorul să instaleze software specific gratuit; Valabilitate minim 1 an din momentul achizitiei; NECESAR 2 KITURI X 5 PLACI. 24. KIT ELISA pt. LEUCOZA ENZOOTICA BOVINA, Trusa ELISA sa fie inregistrata in Romania Reactivii din trusă să fie gata de utilizare; Dilutia serurilor de cercetat sa se faca direct in placa captusita; Stripuri detasabile; Specificitate relativă 100%; Sensibilitate relativă 100% Certificat de calitate ISO al producatorului aflat în valabilitate; Certificat de calitate; Declaratie de conformitate Buletin de Analiza de la ICPBMVși Raport de verificare de la LNR LEB a lotului ce urmeaza a fi achizitionat. Trusa ELISA să fie insotita de o fisa de toxicitate Producătorul să instaleze software specific gratuit; Valabilitate minim 1 an din momentul achizitiei; NECESAR 5 X KIT 10 PLACI. 3. Set PRIMERI - PESTA PORCINA AFRICANA, 40nmoli Primer sens VP72-F 5' -CCC AGG RGA TAA AAT GAC TG -3' Primer antisens VP72-R 5' - CAC TRG TTC CCT CCA CCG ATA - 3', - kit pentru detectie si cuantificare ADN prin tehnica PCR Real - Time, pornind de la ADN viral, genomic - kitul sa fie compatibil 100% cu instrumentul QuantStudio 5 RealTime PCR instrument si cu orice sonda TaqMan, Scorpions, FRET - amplificare de acuratete pornind de la un numar mic de copii ADN - sensibilitate si specificitate crescuta pentru o amplificare de calitate si o detectie Ct rapida - HiRox - un singur mix care sa contina toate componentele necesare real-time PCR - conditii de stocare optime: 24 luni la -20°C - Consultanta pentru implementarea tehnicii NECESAR 3 FLAC PRIMERI 1 + 3 FLAC PRIMERI 2 compatibil sonda UPL162 - FLACON echivalent pentru 5000 de reactii. 2. Kit amplificare pesta porcina africana, - kit pentru detectie si cuantificare ADN prin tehnica PCR Real - Time, pornind de la ADN viral, genomic - kitul sa fie compatibil 100% cu instrumentul QuantStudio 5 RealTime PCR instrument si cu orice sonda TaqMan, Scorpions, FRET - amplificare de acuratete pornind de la un numar mic de copii ADN - sensibilitate si specificitate crescuta pentru o amplificare de calitate si o detectie Ct rapida - HiRox - un

singur mix care sa contina toate componentele necesare real-time PCR - conditii de stocare optime: 24 luni la -20°C - Consultanta pentru implementarea tehnicii NECESAR KIT PENTRU 6000 REACTII. 1. Kit extractie ARN/AND, sa contina tuburi cu bile ceramice validat pentru diagnosticul veterinar, - kitul sa fie optimizat atat pentru o extractie rapida a ARN-ului cat si a ADN-ului de puritate si cantitate mare, dintr-o gama larga de probe biologice: sange (100 µl), tesuturi animale etc.toate componentele kitului sa fie libere de DNase, Rnase sa foloseasca tehnologia de extractie pe baza de coloane cu membrane silica (tehnologia de tip microspin) coloanele microspin permit eliminarea completa a inhibitorilor, precum cationi divalenti, proteine, etc.kitul sa nu foloseasca fenol, astfel ca manipularea lui este sigura si nu produce deseuri periculoase capacitate mare de legare a fragmentelor ≥ 200pb: pana la 100µg ARNsau ADN/proba, datorita tamponului salin suprasaturat volum elutie finala recomandat 50-100 µl sa contina toate componentele necesare extractiei termen de valabilitate cel putin 24 luni la temperature camerei NECESAR KIT PENTRU 5000 REACTII. 5. SONDA KING + PRIMER pesta porcina africana, Sonda si primerii trebuie sa fie compatibili 100% NECESAR 3 SETURI. 25. Set pentru diagnostic Anemie infectioasa ecvina prin imunodifuzie in gel de agar, Setul de diagnostic sa fie inregistrat in Romania; Set de diagnostic cu 3 martori pozitivi; Sensibilitate relativa 100%; Specificitate relativa 100%; Dozajul sa fie precizat pe eticheta si sa corespunda cu cel din Buletinul de Analiza a lotului achizionat; Certificat de calitate ISO al producatorului aflat in valabilitate; Certificat de calitate; Declaratie de conformitate; Buletin de analiza de la ICPBMV și Raport de verificare de la LNR AIE, a lotului ce urmeaza a fi achizitionat. Valabilitate minim 1 an din momentul achizitiei; NECESAR 8000 DOZE. 22. Alexina, - Complement - micro-RFC (tehnica EU-RL) - complementul sa fie stabilizat - dozajul si titrul la diluția de lucru al produsului să fie precizat pe etichetă și să corespundă cu cel din Buletinul de analiză de verificare al lotului achiziționat -certificat de calitate ISO al producatorului aflat in valabilitate - Buletin de analiza ICPBMV,LNR al lotului achizitionat -setul să aiba valabilitate 2 ani din momentul LIVRARII - certificat de calitate NECESAR 6 X FL 55 DOZE. 26. SET DIAGNOSTIC IN BOALA DE NEWCASTLE PRIN RIHA, . Antigen NDV liofilizat, cu titrul hemaglutinant in scris pe flacon 2. Ser martor pozitiv NDV liofilizat, cu titru inhihoemaglutinant in scris pe flacon 3. Ser martor negativ liofilizat 4. Diluant pentru rehidratarea antigenului si serurilor martor 5. Instructiuni de utilizare a setului de diagnostic actualizat 6. Setul de diagnostic sa fie inregistrat in Romania , pe fiecare flacon sa fie mentionat nr. lot / serie, termen de valabilitate. 7. Pentru reagentii achizitionati, ¾ din termenul de valabilitate sa se afle la dispozitia beneficiarului (DSVSA - LSVSA Maramures) din momentul intrarii in laborator 8. Setul de diagnostic se va comanda in functie de necesarul derularii campaniilor planificate de ANSVSA pentru supravegherea B. de Newcastle prin examene serologice (RIHA) si in functie de Programul de Autocontrol(cu plata) 9. Setul de diagnostic sa fie de 100 teste/ flacon sau 200 teste/flacon 10. Valoarea de diagnostic sa fie : Specificitate relativa 100%, Sensibilitate relativa 100% si Repetabilitate de 100% 11. Certificat de calitate ISO al producatorului aflat in valabilitate 12. Certificat de calitate; Declaratie de conformitate NECESAR 800 TESTE. 23. Hemolizina, - micro-RFC(tehnica EU-RL) CERINȚELE PRODUSULUI : ser de iepure anti-hematie oaie -INTREAGA CANTITATE SA APARTINA UNUI SINGUR LOT -FLACON DE 1ml sau 2 ml cu titru produsului precizat pe etichetă și să corespundă cu cel din Buletinul de analiză de verificare al lotului achiziționat -certificat de calitate ISO al producatorului aflat in valabilitate - Buletin de analiza ICPBMV,LNR al lotului care urmeaza a fi achizitionat -setul să aiba valabilitate minim 1 an de zile din momentul achizitionarii -declaratie de conformitate NECESAR 1 X FL 1 SAU 2 ML. 14. kit pt diagnostic EST, Kitul sa utilizeze polimeri chimici pentru detectia selectiva PrPscsi a anticorpilor monoclonali împotriva regiunilor conservate ale PrP moleculare,din creierul de la bovine, tesutul splenic si limfonoduri de la ovine, caprine si cervidee Kitul sa conțină toti reagentii,materiale si accesorii necesare protocolului de lucru Kitul sa conțină placi de captura cu stripsuri detașabile individual Sa permită detectarea scrapiei atipice Protocolul de lucru sa se desfasoare intr-un timp scurt Volumul reagentilor din kit sa poata fi suplimentat in situatia in care va fi nevoie Aparatura necesara tehnicii de lucru sa fie compatibila cu aparatura existenta in laborator Condiții obligatorii: * Kitul sa respecte precizările tehnice din Manualul de Standarde OIE, ed. 2010 Kitul sa fie înregistrat in Romania, omologat Kitul sa fie insotit de Buletin de Analiza Kitul sa aiba valabilitatea de minim un an de la data primirii in laborator Producătorul sa furnizeze software specific gratuit NECESAR 15 X KITURI. 8. KIT ELISA - PESTA PORCINA CLASICA, 1. Setul de diagnostic (kitul ELISA) să fie înregistrat în România 2. Kit ELISA de competitie / blocare pentru detectia anticorpilor anti-virus pesta porcina clasica in probe de ser sanguin si plasma la porci domestici si mistreti 3. Instructiuni de utilizare a kitului actualizat 4. Reactivii din setul de diagnostic sa fie gata de utilizare si in cantitati mai mari decat necesarul de pipetare 5. Stripuri detașabile; 6. Valoarea de diagnostic sa fie: Specificitate relativă 100%, Sensibilitate relativă 100% si Repetabilitate 100% 7. Pentru kitul Elisa achizitionat, ¾ din termenul de valabilitate sa se afle la dispozitia beneficiarului (DSVSA - LSVSA Maramures) din momentul intrarii in laborator. 8. Kiturile se vor

comanda in functie de necesarul derularii campaniilor planificate de ANSVSA pentru supravegherea Pestei Porcine Clasice 9. Producătorul să instaleze software specific gratuit; 10. Certificat de calitate ISO al producatorului aflat in valabilitate 11. Certificat de calitate; Declaratie de conformitate 12. Buletin de Analiza eliberat de I.C.P.B.M.V.Bucuresti cu Raport de verificare a valorii de diagnostic eliberat de L.N.R.pentru Pesta Porcina Clasica, a loturilor ce urmeaza sa fie achizitionate NECESAR 10 KITURI X 5 PLACI.
