
Termometru digital (electronic) cu varf fix Germanmed, inlocuitor termometru uman cu Hg

I.D.: 34239667

Data publicarii	29.01.19	Coduri CPV	33100000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 216,00 RON - 216,00 RON

Descriere: Termometru digital (electronic) cu varf fix Germanmed, marcaj C E (inlocuitor al Termometrului uman cu mercur, conf Ord MS 923/2008 intrat in vigoare la 03 Aprilie 2009). Rezultate usor de obtinut datorita sensibilitatii ridicate. Când temperatura corpului este atinsa, dispozitivul va emite un semnal sonor timp de 10 secunde. Temperatura afisata este temperatura corpului. Dezinfectati vârful cu alcool sanitar si pozitionati termometrul. Uz axilar: Stergeti axila cu un prosop uscat. Pozitionati termometrul axilar si sfatuiti pacientul sa tina bratul lipit de corp. Temperatura normala folosind aceasta metoda este de 37,2 °C. Uz oral: pozitionati termometrul sub limba pacientului, în stânga sau în dreapta; sfatuiti-l sa tina gura închisa. Temperatura normala folosind aceasta metoda este de 37,5 °C. Uz rectal: Temperatura normala folosind aceasta metoda este de 38 °C. Febra reprezinta cresterea temperaturii corpului peste limita normala. Pentru uz spitalicesc: stergeti termometrul cu un servetel umezit cu dezinfectant. Nu scufundati termometrul în solutia dezinfectanta. Solutii dezinfectante indicate: Alcool etilic(70-80%) = alcool medicinal, Alcool izopropilic (70-90%), Glutaraldehida (0,5-2%), Alkilpoliaminoetilglicina (0,05-0,2%)
