

## **Masti chirurgicale adulti Dr. Albert Safemask, 50 bucati/cutie**

I.D.: 62628911

---

Data publicarii	01.11.21	Coduri CPV	33140000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	562,50 RON - 562,50 RON
-------------------	-------------------------

---

Descriere: Avizata de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania Masti chirurgicale COMPOZIȚIA PRODUSULUI Masca este formată din trei straturi de material textil nețesut, 100% polipropilenă. Sistemul de fixare este format din banda metalică, ajustabilă pe forma nasului, și snururi/benzi elastice. Mască certificată conform standard EN 14683:2019 AC:2019, certificare CE, ANMDMR( si ISO 13485:2016 în conformitate cu Directiva CE 93/42/EEC, dar și de Hohenstein Laboratories Germania. DESCRIEREA PRODUSULUI Produsul este dispozitiv medical, Clasa I, nesteril. Stratul interior are rol filtrant. Materialele textile folosite sunt compatibile cu pielea: nu conțin fibră de sticlă, carbonat de calciu sau citotoxine. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE Masti chirurgicale Înainte de a intra în contact cu produsul, spălați-vă mâinile cu apă și săpun. Identificați banda metalică de fixare pe nas și orientați masca astfel încât banda să fie poziționată în partea de sus a măștii. Poziționați masca pe față, astfel încât marginea pliurilor să fie orientată în jos. Așezați masca pe față și duceți șnururile elastice după urechi. Extindeți masca în așa fel încât să acopere gura și bărbia. După extinderea măștii, apăsați banda metalică din zona nasului pentru a fixa masca. INSTRUCȚIUNI DE ÎNLĂTURARE Evitați atingerea celor 2 fețe ale măștii, manipularea măștii se va face cu ajutorul șnururilor elastice. Prindeți cele 2 șnururi elastice și înlăturați masca de pe față. După î

---