

Test Rapid Ag COVID Nazofaringian Teste Sea Labs 1 Buc Recunoscut DSP 1392

I.D.: 62270323

Data publicarii	21.10.21	Coduri CPV	33696500-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	13.000,00 RON - 13.000,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Test COVID-19 Antigen Nazofaringian 1 Buc Testsealabs [Lista DSP EU HSC - ID 1392]
Descriere: Dispozitivul de testare rapida COVID-10 este utilizat pentru detectare timpurie a antigenelor nucleocapsidei (proteina N) SARS-CoV-2 Exista 3 metode de testare: nazofaringian, lateral nazal si orofaringian. Numai pentru diagnostic in vitro. Contine: - 1x caseta de testare - 1x solutie de extractie - 1x tampon de extractie - 1x tub de extractie - 1x capac pentru tubul de extractie - 1x manual de utilizare Caracteristici de performanta: Proba nazofaringiana: - Sensibilitate: 97,6% - Specificitate: 98,4% Proba lateral nazala: - Sensibilitate: 93,6% - Specificitate: 98,8% Instructiuni de prelevare a probei: - Nazofaringian: Introduceti tamponul de extractie in cavitatile nazale si rotiti tamponul de 5x - Lateral nazal: Introduceti varful tamponului 2-3 cm in ambele nari si rotiti tamponul timp de cel putin 15 secunde - Orofaringian: Introduceti si frecati tamponul pe deasupra amigdalelor si faringelui posterior inainte si inapoi de cel putin 3 ori. Metoda de testare: - Adaugati solutia in tubul de extractie - Dupa prelevarea probei, rotiti tamponul in tub de cel putin 10 ori, presandu-l cu putere de marginea acestuia - Strangeti cu mana de 5 ori tamponul in interiorul tubului, pentru ca proba de pe tampon sa se scurga complet in solutia de extractie - Puneti capacul de picurare al tubului - Scoateti cardul de testare din folie - Adaugati 3 picaturi de proba in esantionul de pro