

## Test Rapid Combo Sars-Cov-2 Si Gripa A-B, 1 Buc, Realy Tech

I.D.: 93132622

---

Data publicarii	09.02.24	Coduri CPV	33696500-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	55,00 RON - 55,00 RON
-------------------	-----------------------

---

Descriere: Test Rapid Combo Sars-Cov-2 si Gripa A-B, Realy Tech - Acesta este un dispozitiv in-vitro (IVD) de testare rapida, pentru detectarea simultana calitativă a antigenului de Gripa A, Gripa B si Sars-Cov-2 Materiale Incluse in Kit: - Caseta de testare - Swab Steril - Tub cu Picurator, preumplut cu reagent (buffer) - Punga pentru esantion cu risc biologic - Instructiuni de Utilizare - Punga pentru esantion cu risc biologic Sumar Instructiuni (înainte de utilizare citiți instructiunile complete aflate în interiorul cutiei): - Scoateți un tub de extracție, îndepărtați folia de aluminiu sigilată pe tubul de extracție. - Despachetați tamponul Steril (Swab). Atenție: nu atingeți vârful tamponului atunci când manipulați tamponul. - Înclinați-vă ușor capul înapoi. Introduceți tamponul aproximativ 2 cm - cel puțin cu întregul vârf moale a tamponului - în nara stângă. Rotiți ușor tamponul de cel puțin cinci ori pe peretele nazal. Repetați procesul și pentru nara dreapta. - Înmuiați vârful tamponului în lichid. Rotiți tamponul timp de 15 secunde în timp ce apăsați capul pe interiorul tubului pentru a dizolva eșantionul în lichid. - Îndepărtați tamponul de tubul de extracție apăsând ambele părți laterale ale tubului în timp ce scoateți tamponul pentru a asigura că cea mai mare parte a eșantionului rămâne în tub. Aruncați tamponul în punga pentru deșeurile cu risc biologic. - Înșurubați și strângeți duza pe tubul de extracție. Prezenta tine loc de comanda ferma.

---