

Dezinfectant pentru suprafete Perform

I.D.: 99026394

Data publicarii	20.06.24	Coduri CPV	24455000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	300,00 RON - 300,00 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Actiune microbiologica Perform este eficace împotriva : - Bacteriilor (incl Tb); - fungilor; - virusului hepatitei B; - HIV; - rota virusuri; - adeno virusuri; - polio virusuri; - virusuri vaccinia; - SV 40 papova virusuri; - spori Protectie eficace împotriva virusului AH1N1

Domeniul de utilizare Dezinfectia de nivel inalt a dispozitivelor medicale [CE 0297] si a tuturor suprafetelor. Perform este recomandat in unitati cu risc unde se necesita un dezinfectant cu spectru larg de actiune si totodata bine tolerat de utilizatori, un produs care nu va polua aerul din incinte, de ex: Pentru a prepara solutia de lucru, întâi turnati apa, de preferat la temperatura mâinii, într-o galeata. Apoi adaugati granulele în apa si amestecati. Pentru podele stergeti cu mopul suprafetele. Pentru dispozitivele medicale care pot fi sterse, aplicati solutia cu o cârpa. Asigurati-va ca întreaga suprafata este acoperita (de ex 40 ml / m2). Clatiti bine mopul cu apa. Pentru a dezinfecta masti si manechine de studii, imersati partile dezamblate în solutie, iar dupa scurgerea timpului de contact clatiti cu apa. Pentru a evita formarea rezidurilor pe suprafete care nu sunt netede, o a doua stergere ar trebui sa lasa suprafetele cu o cantitate minima de reziduri. Datorita diversitatii calitatii apei curente în combinatie cu granulele dezinfectante pe baza de oxigen activ este posibil sa degajeze un miros caracteristic clorului. amb
