
Dezinfectant pentru instrumentar, Rely+On Perasafe, 810 G

I.D.: 71642014

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 28.07.22 | Coduri CPV | 24455000-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 1.980,00 RON - 1.980,00 RON

Descriere: Conditii refuzate: Rely+On PeraSafe este un dezinfectant dezvoltat in mod special pentru a oferi decontaminare rapida cu spectru larg impotriva virusurilor, micobacteriilor, bacteriilor, fungilor si sporilor. Rely+On PeraSafe cu sistemul sau unic de inhibitor de coroziune si cu pH-ul sau aproape neutru este solutia ideala pentru dezinfectarea dispozitivelor medicale de endoscopie, a sondelor cu ultrasunete si a altor dispozitive medicale reutilizabile, sensibile la caldura si non-invazive. Pulberea de Rely+On PeraSafe genereaza acidul peracetic in situ cand este dizolvata in apa. PH-ul neutru al solutiei combina eficacitatea biocida a acidului peracetic cu excelenta compatibilitate materiala si permite decontaminarea rapida si repetata a microorganismelor patogene din instrumentele si dispozitivele medicale sensibile la caldura, reutilizabile. Testat in mod independent, efectul superior contra virusurilor, micobacteriilor, bacteriilor si sporilor, Rely+On PeraSafe furnizeaza decontaminare rapida cu spectru larg impotriva patogenilor cauzatori de maladii pentru sanatatea umana cum ar fi HIV si hepatita B & C, Tuberculoza, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium difficile, MRSA si Candida albicans. Mod de utilizare: Etapa 1: Umpleti un container cu volumul corespunzator de apa calduta de la robinet (30-35 grade Celsius). Etapa 2: Pregatiti solutia prin adaugarea a 81 grame pulbere Rely On PeraSafe la fiecare 5 litri de apa. Etapa 3: Amestecati pana ce pulberea se dizolva pentru a forma o solutie
