

Masti chirurgicale de unica folosinta, tip IIR, 3 straturi, dr. Albert

I.D.: 63445497

Data publicarii	22.11.21	Coduri CPV	35113200-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 290,00 RON - 290,00 RON

Descriere: Masti chirurgicale de unica folosinta, tip IIR, 3 straturi Caracteristici: 3 straturi / 3 pliuri, cu elastic Eficiență de filtrare $\geq 98\%$, rezistentă la fluid EN 14683: 2019 + AC: 2019 COMPOZIȚIA PRODUSULUI Masca este confecționată din material textil nețesut cu trei straturi, 100% polipropilenă. Sistemul de fixare constă dintr-o bandă metalică reglabilă la forma nasului și benzi elastice / corzi. DESCRIEREA PRODUSULUI Produsul este un dispozitiv medical, clasa I, nu steril. Stratul interior are rol de filtrare. Textile utilizate sunt compatibile cu pielea: nu conțin fibră de sticlă, carbonat de calciu sau citotoxine. INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE Spălați-vă mâinile cu apă și săpun înainte de a atinge produsul. Găsiți banda metalică potrivită pentru nas și așezați masca astfel încât banda să fie în partea de sus a măștii. Așezați masca pe față, astfel încât marginea pliurilor să fie orientată în jos. Așezați masca pe față și puneți corzile elastice în spatele urechilor. Extindeți masca astfel încât să vă acopere gura și bărbia. După extinderea măștii, apăsați banda de metalizare în zona nasului pentru a fixa masca. INSTRUCȚIUNI DE ÎNLĂTURARE Evitați atingerea celor 2 laturi ale măștii, manipularea măștii se va face cu ajutorul șirurilor elastice. Ține cele 2 corzi elastice și scoate masca de pe față. După îndepărtarea acestuia, aruncați masca uzată. După eliminarea măștii, spălați-vă mâinile cu apă și săpun, înainte de a atinge orice altă suprafață. AVE
