

## Set 25 Teste Rapide Covid Antigen Lateral Nazal / Saliva Flowflex HSC DSP #1865

I.D.: 69326981

Data  
publicarii 17.05.22

Coduri CPV

33696500-0

Pretul  
estimativ: 2.750,00 RON - 2.750,00 RON

Descriere: Test Rapid Covid Antigen Nazal/Saliva Flowflex (25 buc) Acest test de utilizeaza pentru a detecta prezenta agentilor SARS-CoV-2 din specimenul prelevat. Poate fi utilizat pentru monitorizarea in cazul simptomelor caracteristice COVID-19. Avantaje: - Utilizare dubla in functie de preferinta: proba nazala sau din saliva - Tamponul nazal se introduce pentru prelevarea probei doar 2.5 cm - Usor de utilizat de catre adulti cu varsta de peste 18 ani - Rezultat rapid in 15 minute Performante clinice: \* Specimen lateral nazal - Sensibilitate: 97.1% - Specificitate:99.5% - Acuratete: 98.8% \* Specimen saliva - Sensibilitate: 91.4% - Specificitate:99.6% - Acuratete: 97.1% Continut pachet: - 25 x caseta pentru proba (1) - 1 x manual de instructiuni (2) - 25 x recipient de recoltare a salivei (3) - 25 x tub tampon individual de extragere a probelor (4) - 25 x tampon steril nazal de unica folosinta (swab) (5) - 1 x tamon control negativ (swab) (6) - 1 x tampon control pozitiv (swab) (7) - 25 x pipeta (8) Instructiuni de utilizare: - Utilizați un tub pentru tampon de extracție pentru fiecare probă care urmează să fie testată și etichetați fiecare tub în mod corespunzător. - Deșurubați capacul picurătorului din tubul pentru tamponul de extracție fără a stoarce. - Introduceți tamponul în tub și rotiți-l timp de 30 de secunde. Apoi rotiți tamponul de cel puțin 5 ori în timp ce strângeți părțile laterale ale tubului. Aveți grijă să evitați stropirea conținutului din tub. - Îndepărtați tamponul