

SEKUSEPT ACTIV - dezinfectant pentru instrumentar - galeata 1,50 kg.

I.D.: 51804413

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 20.11.20 | Coduri CPV | 24455000-8 33631600-8 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

Pretul estimativ: 229,97 RON - 229,97 RON

Descriere: SEKUSEPT AKTIV - Pret pe galeata de 1,5 kg. = 148,50 ron fara tva Produs pulbere concentrat pentru instrumentar medical de orice tip, inclusiv endoscoape flexibile Contine: perborat de Na si Tetreacetiletildiamina • Principiul activ: moleculele de ACID PERACETIC, rezultate din interactiunea Perborat - TAED Activ: pe tot spectrul microbial: bacterii (inclusiv Bacilul Koch), fungi, virusuri (HIV, Hepatita B, Hepatita C), spori Domenii de utilizare: • Dezinfectarea instrumentelor medicale de orice tip din metal, sticla, plastic, etc. • Indicat in special pentru obiecte sensibile la temperatura care se pot dezinfecta dar nu se pot steriliza la cald: endoscoape, fibroscoape, aparate de anestezie. Mod de folosire: Sekusept Aktiv pulbere se dizolva în dilutia recomandata, utilizând apa rece de la robinet (aproximativ 20oC). Imediat dupa utilizare obiectele se scufunda in dilutia corespunzatoare, avind grija sa fie acoperite de solutie. Dupa scurgerea timpului de actiune, obiectele se scot si se spala cu apa distilata sau apa de la robinet. Solutia de lucru se schimba zilnic. Dilutii recomandate: • Dilutie uzuala (dezinfectie de nivel mediu pt. instrumentar semi-critic si non-critic): 1% - 60 minute. • Eficacitate sporicida (dezinfectie de nivel înalt pt. instrumente/ aparate semi-critice): 2 % - 30 minute Forma de livrare: galetusa plastic 1,5 kg prevazuta cu lingurita pentru dozare.
