

## Analizor glicemie, colesterol si triglicerire, Multicare-IN si 3 cutii de teste incluse - 4 Buc

I.D.: 38976415

Data publicarii	09.10.19	Coduri CPV	33100000-1
Termenul limita pentru depunere:	11.10.19	Pretul estimativ:	2.487,40 RON - 2.487,40 RON

Descriere: Analizor glicemie, colesterol si triglicerire, Multicare-IN si 3 cutii de teste incluse Pachet pentru aparat masura glicemie, colesterol, trigliceride MULTICARE IN, contine: - aparat masura glicemie, colesterol, trigliceride MULTICARE IN, 1buc - teste trigliceride, cutie cu 25 teste, 1buc - teste colesterol, cutie cu 25 teste, 1buc - teste glicemie, cutie cu 50 teste, 1buc - ace sterile, cutie cu 100 ace, 1buc AVIZAT de MINISTERUL SANATATII (aviz 2426 Caracteristici: - usor de folosit - ecran LCD mare - comutator automat la introducerea testului - capacitate de memorie de 500 de rezultate - indica nivelul de glicemie in ultimele 7,14,21,28 de zile Date tehnice: -Interval de masurare : 25-500 mg/dl (1,4-28 mmol/l) glucoza -150-400 mg/dl (3,9-10,4 mmol/l) colesterol -50-500 mg/dl (0,56-5,6 mmol/l) trigliceride -Baterii : 3V litiu, de tip CR 2032. Bateria poate fi folosita aproximativ 1 an cu 3 teste pe zi (aproximativ 1000 masuratori). -Lungime : 104 mm -Latime : 49 mm -Inaltime: 20,5 mm -Greutate : 65 g (inclusiv bateriile) -Ecran : LCD -Limite de temperatura : de la 5 la 45 grade Celsius -Limite de umiditate : 0 % - 90 % umiditate relativa -Limite de altitudine : 2200 metri Benzile pentru glicemie: - auto controlul glicemiei permite pacientului cu diabet zaharat de a avea informatii imediate cu privire la nivelul de glucoza - este important sa se stie faptul ca auto-controlul nu poate fi efectuat fara a merge si la doctor constant Benzile pentru colesterol: - se verifica rapid colesterolul din sange - nivelul colesterolului este influentat de dieta, dar si de medicamente , diabet, sarcina, boli grave - este recomandat ca pentru a verifica concentratia colesterolului din sange sa nu se fumeze , bea si manca grasimi Benzile pt trigliceride: - se folosesc pentru a verifica nivelul de trigliceride in sange - nivelul de trigliceride este influentat de alimentarea cu grasimi ,modificarea metabolismului lipidelor ,de asemenea de diabet zaharat , probleme ale pancreasului , alcoolism acut - este important sa fie informat medicul de familie pt tratamentul adecvat - efectuati testul cand nu ati mancat si baut ( cu exceptia apei) cu 12 ore inainte Cutia aparatului contine: - aparatul de masura cu baterie inclusa 1buc - stiloul intepator 1buc - teste glicemie 10buc - ace unica folosinta 10buc - manual utilizare. - 4 buc