

Set 25 Teste Rapide Covid Antigen Nazofaringian Flowflex HSC DSP

I.D.: 71003677

Data publicarii	06.07.22	Coduri CPV	33696500-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.500,00 RON - 5.500,00 RON

Descriere: Test Rapid Covid Antigen Nazofaringian Flowflex (25 buc) Acest test de utilizeaza pentru a detecta prezenta agentilor SARS-CoV-2 din specimenul prelevat. Poate fi utilizat pentru monitorizarea in cazul simptomelor caracteristice COVID-19. Testarea trebuie efectuata imediat dupa prelevarea probelor sau cel mult intr-o ora dupa prelevarea probelor.

Avantaje: - Ambalare individuala - Usor de utilizat, precis, sigur - Rezultat rapid in 15 minute

Performante clinice: - Sensibilitate: 97.1% - Specificitate: 99.6% - Acuratete: 99.3%

Continut pachet: - 1 x tampon control pozitiv (swab) (1) - 1 x tamon control negativ (swab) (2) - 1 x suport tampon de extragere a probelor (3) - 1 x manual de utilizare (4) - 25 x tampon steril nazofaringian de unica folosinta (swab) (5) - 25 x picurator (6) - 25 x tub tampon individual de extragere a probelor (7) - 25 x caseta pentru proba (8)

Instructiuni de utilizare: - Utilizați un tub pentru tampon de extracție pentru fiecare probă care urmează să fie testată și etichetați fiecare tub în mod corespunzător. - Deșurubați capacul picurătorului din tubul pentru tamponul de extracție fără a stoarce. - Introduceți tamponul în tub și rotiți-l timp de 30 de secunde. Apoi rotiți tamponul de cel puțin 5 ori în timp ce strângeți părțile laterale ale tubului. Aveți grijă să evitați stropirea conținutului din tub. - Îndepărtați tamponul în timp ce strângeți părțile laterale ale tubului pentru a extrage lichidul din tampon. **REPREZINTA COMANDA FERMA**
