

Test Rapid Coronavirus COVID-19 Antigen Ag Teste SALIVA RealyTech (1 buc)

I.D.: 69467738

Data publicarii	25.05.22	Coduri CPV	33696500-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.920,00 RON - 1.920,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Oferta refuzata: Test rapid COVID-19 antigen, saliva, 1 buc/set, Realy Tech --- IN STOC ----
Prezentare: Setul de testare rapida antigen COVID-19 este destinat detectarii calitative a antigenelor SARS-CoV-2 in saliva umana de la persoanele suspecte de infectarea cu coronavirus. Produs doar pentru uz profesional si diagnostic in vitro. Se recomanda ca prelevarea sa se faca dimineata pe nemancate. Contine: 1x dispozitiv de testare 1x tub de extractie 1x capac pentru tub de extractie 1x pahar pentru colectarea salivei 1x pipeta 1x solutie 1x manual de utilizare 1x suport pentru tub Avantaje: Tipul de testare este convenient: prin saliva Timpul de testare este rapid: 10 minute Sensibilitate: 92,9 % Specificitatea: 99,58% Acuratete: 96,79% Instructiuni: Scoateti dispozitivul de testare din ambalajul de aluminiu sigilat si folositi-l cat de curand posibil Asezati dispozitivul de testare pe o suprafata plana si curata Scoateti un tub de extractie si o sticluta de solutie. Scoateti capacul si adaugati solutia in tubul de extractie Scuiptati saliva in paharul pentru colectare a salivei Extrageți 4 picături de saliva din pahar cu o pipeta si transferati-le in tubul de extractie Indoiti si aruncati paharul de colectare a probei intr-o punga de plastic ca si deseuri medical in conformitate cu reglementarile locale Inchideti tubul de extractie cu capacul si agitati usor tubul de extractie vertical timp de aproximativ 5 secunde pentru a permite salivei sa se amestece bine cu solutia Transferati 3 pica
