

ADV1143852 ANIOSEPT ACTIV

I.D.: 46393663

Data publicarii 14.05.20 Coduri CPV 33631600-8

Pretul estimativ: 10.000,00 RON - 10.000,00 RON

Descriere: ANIOSEPT ACTIV - STERILIZANT LA RECE 2%Indicatii: Sterilizant la rece pentru dispozitivele medicaleCaracteristici:Pulbere ce elibereaza acid peracetic; Pulbere alba cu granulometrie redusa; Pulbere higroscopica - a se feri de umiditate; Usor parfumat; Stabilitatea barii de lucru : 24 ore;pH-ul solutiei diluate(1%): aprox.8,5Mod de utilizare :Sterilizare la rece :Dizolvati 100 de grame (4 linguri dozimetrice) in 5 L de apa. Scufundati in întregime dispozitivul medical curatat in prealabil. Irigati corpurile adânci.Clatiti cu grija dispozitivul medical cu apa sterila (0,2 µm). Stergeti dispozitivul medical cu un câmp steril ; Conservati aseptice. COMPOZITIE CALITATIVA:Pudra pe baza de percarbonat de sodiu, tétra acétyl - éthylèn diamina si clorura de N-alkyl (C12-14) - N - benzyl - N, N-diméthylammonium. Producere instantanee de acid peracetic prin diluare in apa. PROPRIETATI MICROBIOLOGICE:BACTERICID EN 1040 0, 05 % 5 min.EN 13727 0, 1 % 5 min.EN 14561 < 0, 25 %5 min.Conditii de murdarieMICOBACTERICIDEN 14348 : - Mycobacterium terrae1 % 15 min.EN 14348 : - Mycobacterium avium 2 % 15 min.Conditii de curatenieEN 14348 : - Mycobacterium terrae1 % 15 min.Conditii de murdarieFUNGICID EN 1275 Candida albicans Aspergillus niger 0,5 % 5 min, 15 min.EN 13624 Candida albicans Aspergillus niger 0,75 %15 min.Conditii de murdarieEN 14562 Candida albicans Aspergillus niger 0,5 %15 min.Conditii de murdarieVIRUCID EN 14476- Enterovirus Polio 2 % 15 minEN 14476 Adenovirus 0, 1 % 15 minEN 14476