

Mediu Salmonella Shigella (SS) - pachet x 10 placi+Mac Conkey Sorbitol+Mediu Sabouraud Dextrose - pa

I.D.: 65665365

Data publicarii	27.01.22	Coduri CPV	24931250-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 53,25 RON - 53,25 RON

Descriere: SALMONELLA SHIGELLA AGAR (SS AGAR) 1.Compozitie: Peptona peptica 5g/l Extract de carne 5 g/l Lactoza 10 g/l Saruri biliare 8.50g/l Citrat de sodium 10.00g/l Tiosulfat de sodium 8.50g/l Citrat de fier 1.00g/l Verde brilliant 0.00033g/l Rosu neutru 0.025g/l Agar 15.00g/l 2.Prezentare : Cutie cu 10 placi x 18 ml mediu 3.Principiu si interpretare: Mediul este recomandat pentru izolarea Salmonella si Shigella din alimentele suspecte. 4.Recomandari de pastrare: Flacoanele cu mediu se pastreaza la temperaturi sub 30 °C. 5.Valabilitate: 2 luni, in limita termenului inscris pe eticheta si in conditii corespunzatoare de pastrare Mac Conkey Sorbitol Agar MEDIU II SOLID (SABOURAUD DEXTROSE AGAR) 1.Compozitie: Peptonă peptica 10 g/l Glucoza 20 g/l Agar bacteriologic 15 g/l pH = 5,8 ±0,2 2.Prezentare : Cutie cu 10 placi x 18 ml mediu 3.Mod de utilizare: Mediul se repartizeaza aseptice in tuburi sau recipienti de diferite capacitati se verifică pH-ul si, dacă este cazul, se ajustează la valoarea 5,8 ±0,2, folosind o solutie de NaOH 10%. Insamantarea se face cu ansa ori pipeta, iar incubarea la 24-28°C dureaza 10 zile. 4.Principiu si interpretare: Mediul este recomandat pentru controlul sterilitatii tuturor produselor biologice si farmaceutice injectabile. Mediul poate fi utilizat impreuna cu antibiotice , precum cloramfenicolul, pentru izolarea fungilor patogeni din diverse probe. Peptona este sursa de azot, iar dextroza este sursa de energie.pH-ul scazut favorizeaza dezvoltarea fungilor
