
Test Rapid Coronavirus COVID-19 Antigen Ag din SALIVA (set 5 buc) BUFFER INDIVIDUAL

I.D.: 55690891

Data publicarii	02.04.21	Coduri CPV	33141625-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.190,00 RON - 2.190,00 RON

Descriere: Test rapid COVID-19 antigen saliva 5 buc/set Realy Tech
Prezentare: Setul de testare rapida antigen COVID-19 este destinat detectarii calitative a antigenelor SARS-CoV-2 in saliva umana de la persoanele suspecte de infectarea cu coronavirus. Produs doar pentru uz profesional si diagnostic in vitro. Se recomanda ca prelevarea sa se faca dimineata pe nemancate. Contine: 5x dispozitiv de testare 5x tub de extractie 5x capac pentru tub de extractie 5x pahar pentru colectarea salivei 5x pipeta 5x solutie 1x manual de utilizare 1x suport pentru tub
Avantaje: Tipul de testare este convenient: prin saliva Timpul de testare este rapid: 10 minute Sensibilitate: 92,9 % Specificitatea: 99,58% Acuratete: 96,79%
Instructiuni: Scoateti dispozitivul de testare din ambalajul de aluminiu sigilat si folositi-l cat de curand posibil Asezati dispozitivul de testare pe o suprafata plana si curata Scoateti un tub de extractie si o sticluta de solutie. Scoateti capacul si adaugati solutia in tubul de extractie Scuiptati saliva in paharul pentru colectare a salivei Extrageți 4 picaturi de saliva din pahar cu o pipeta si transferati-le in tubul de extractie Indoiti si aruncati paharul de colectare a probei intr-o punga de plastic ca si deseuri medicale in conformitate cu reglementarile locale Inchideti tubul de extractie cu capacul si agitati usor tubul de extractie vertical timp de aproximativ 5 secunde pentru a permite salivei sa se amestece bine cu solutia Transferati 3 picaturi de proba in spatiul de
